

Modele:

- RT-MG-003/4.5L** - Eksykator próżniowy (lekki), pojemność 4,5 l
- RT-MG-003/12L** - Eksykator próżniowy (lekki), pojemność 12 l
- RT-MG-003/20S** - Eksykator próżniowy (typ ciężki), pojemność 20 l
- RD-MG-003/30S** - Eksykator próżniowy (typ ciężki), pojemność 30 l

Akcesoria:

- RD-MG-003/zSP** - Dwustopniowa pompa próżniowa, 42 l/min
- RD-MG-003/zPP** - Dwustopniowa pompa próżniowa, 100 l/min
- RD-MG-003/zDP** - Membranowa pompa próżniowa
- RT-MG-003/zG1** - Miernik podciśnienia w komplecie z przyłączami i zawór upustowy/regulacyjny
- RT-MG-003/zG3** - Miernik podciśnienia w komplecie z przyłączami do 3 osuszacze i zawór upustowy/regulacyjny
- RD-MG-003/zDU** - Osuszacz powietrza do użytku z żel krzemionkowym
- RD-MG-003/zSG** - Żel krzemionkowy, 1 kg
- RT-MG-003/zD** - Wózek do eksykatora dla RT-MG-003/20S i RT-MG-003/30S

Standardy:

EN 12697-5, EN 12697-12

Opis:

Eksykatory próżniowe RT-MG-003 są używane do określania teoretycznej maksymalnej gęstości niezagęszczonych mieszanek asfaltowych, do określania wrażliwości na wodę zgodnie z normą EN 12697-12 mieszanek asfaltowych, a także do określania wrażliwości na wodę próbek bitumicznych zgodnie z normą EN 12697-12.

RT-MG-003/4,5L i RT-MG-003/12L to lekkie eksykatory o pojemności 4,5 l i 12 l wykonane z wytrzymałego, przezroczystego tworzywa sztucznego.

RT-MG-003/20S i RT-MG-003/30S to ciężkie eksykatory o pojemności 20 l i 30 l wykonane ze stali nierdzewnej z przezroczystą pokrywą.

Wszystkie powyższe eksykatory próżniowe muszą być podłączone do odpowiedniej pompy próżniowej i miernika próżni z zaworem upustowym/regulacyjnym (patrz akcesoria). Eksykator próżniowy dostarczany jest w komplecie z zaciskami pokrywy (3 szt.), szybkozłączem, węzłem próżniowym (2,0 m) i wewnętrzną półką ze stali nierdzewnej (z jednym poziomem dla RT-MG-003/4,5L i RT-MG-003/12L, dwoma poziomami dla RT-MG-003/20S i trzema poziomami dla RT-MG-003/30S).



RT-MG-003/12L



RT-MG-003/2



RD-MG-003/zDP



RD-MG-003/zPP



RT-MG-003/zG1



RT-MG-003/zG3



RT-MG-003/zS

Dane techniczne:

Dane techniczne:				
	RT-MG-003/4.5L	RT-MG-003/12L	RT-MG-003/20S	RT-MG-003/30S
Pojemność	4.5 L	12 L	20 L	30 L
Średnica wewnętrzna	190 mm	290 mm	280 mm	
Wysokość wewnętrzna	175 mm	195 mm	330 mm	495 mm
Materiał osuszacza	przezroczysty plastik		Stal nierdzewna	
Materiał pokrywy	przezroczysty plastik			
Waga (w przybliżeniu)	3,8 kg	7,3 kg	12,4 kg	16,0 kg