




Zastosowanie

- ▶ Botanicy używają CI-202 do ilościowego określania zmian fenotypowych powierzchni liści in situ.
- ▶ Fizjologowie roślin używają CI-202 do pomiaru liści i powiązania zmian charakterystycznych dla kształtu z funkcją fizjologiczną.
- ▶ Naukowcy stosują CI-202 do różnych materiałów organicznych i nieorganicznych, takich jak np.: nasiona.

Aby zapoznać się z pełną listą zastosowań, w tym opublikowanymi badaniami dotyczącymi przenośnego **miernika powierzchni liści CI-202**, odwiedź stronę:

www.cid-inc.com/applications

Cechy produktu

- ▶ Mierzy powierzchnię, długość, szerokość i obwód oraz oblicza współczynnik kształtu i stosunek długości do szerokości
- ▶ Nieniszczący i wszechstronny
- ▶ Wyrównuje zawinięte liście, zapewniając precyzyjne pomiary
- ▶ Rozdzielczość 0,01 cm²
- ▶ Prosta i intuicyjna obsługa
- ▶ Przechowuje do 8000 pojedynczych pomiarów
- ▶ Lekkie i przenośne urządzenie z wbudowanym rejestratorem danych i wyświetlaczem LCD
- ▶ Akumulator
- ▶ Port USB umożliwia przesyłanie danych do komputera i ładowanie urządzenia według potrzeby
- ▶ Nie wymaga kalibracji przez użytkownika
- ▶ W zestawie znajduje się instrukcja obsługi i walizka do przenoszenia

