

Reprezentatywne dzielenie i ultra dokładne dozowanie - gwarantowane



- | | | |
|--|--|---|
| <p>+ zmienne współczynniki podziału
1:8, 1:10 lub 1:30</p> | <p>+ powtarzalna dokładność dzielenia i do 3,000
kroków dzielenia/min</p> | <p>+ dla ciał stałych i cieczy
w ilościach od 5 ml do 4000 ml</p> |
| <p>+ Podajnik w kształcie U- lub V-
dla zoptymalizowanej alokacji materiału</p> | <p>+ do 30 podpróbek
na cykl</p> | <p>+ kontrolowane przenoszenie
z precyzyjnymi ustawieniami prędkości</p> |

Rewolucja w dzieleniu próbki

FRITSCH L-27 - ultraprecyzyjny podział próbki dla dokładnych wyników

W zastosowaniach, w których błędy podziału próbki mogą prowadzić do fałszywych wyników, należy postępować bezpiecznie. Stożkowy rotacyjny dzielnik próbek FRITSCH L-27 gwarantuje reprezentatywny podział próbek. Z szybkością do 3000 kroków dzielenia na minutę, dzieli próbki na maksymalnie 30 jednostek w ilościach od 5 ml do 4000 ml - z których wszystkie mają identyczne właściwości chemiczne i fizyczne. Robi to z dokładnością 99,99% w znacznie szerszym zakresie materiałów niż jakikolwiek inny proces. Jest to zdecydowanie najlepszy rozdzielacz na rynku, który idealnie nadaje się również do wrażliwych zastosowań w sektorze spożywczym.



Model L-27 umożliwia dzielenie ciał stałych i cieczy poprzez prostą zmianę położenia stożka. Do wyboru jest sześć różnych głowic rozdzielających.

FRITSCH L-24 - automatyczne podawanie próbek w swojej klasie

Podajnik wibracyjny FRITSCH L-24 gwarantuje najwyższą precyzję i wydajność podawania próbek w szeregu analiz naukowych i zastosowań przemysłowych. Jego przenośnik łatwo dostosowuje się do wielu materiałów, zapewniając bardzo spójne, kontrolowane i niezawodne powtarzalne dostarczanie próbek przy regulowanych niskich i wysokich prędkościach podawania. Wytrzymały i łatwy w czyszczeniu, podajnik wibracyjny L-24 można łatwo zintegrować z systemami automatyki. Nadaje się również w pełni do recyklingu, a dzięki silnikowi o mocy 0,1 kW jest szczególnie wydajny i energooszczędny. Krótko mówiąc, spełnia wymagania profesjonalistów w laboratorium na całym świecie.



FRITSCH L-24 posiada zmienną amplitudę wibracji, dostosowuje się do szerokiej gamy materiałów i jest precyzyjnie sterowany dzięki wewnętrznemu mikroprocesorowi.

Dane techniczne

L-27 Stożkowy rotacyjny rozdzielacz próbek

Współczynnik podziału

1:8, 1:10, 1:30

Zasilanie

230 V/1~, 50 – 60 Hz, 90 W lub

115 V/1~, 50 – 60 Hz, 90 W

Maks. wielkość próbki / maks. ilość próbek

2.5 mm, 10 mm / 300 ml, 2,500 ml, 4,000 ml

Waga Wymiary szer. x gł. x wys.

7.7 kg Nablatowy 27 x 45 x 46 cm

Podajnik wibracyjny L-24

Całkowita długość rynny / Wystająca część rynna

330 mm / 215 mm

Zasilanie

200 - 240 V/1~, 50 - 60 Hz, 25 W lub

100 - 120 V/1~, 50 - 60 Hz, 25 watów

Min. / maks. fl szybkość przepływu na minutę

V-channel: 1 g/1,500 g U-channel: 5 g/2,500 g

Waga Wymiary szer. x gł. x wys.

12 kg Nablatowy 44 x 14 x 34 cm



Skontaktuj się z nami

w celu niezobowiązującej konsultacji lub indywidualnego mielenia próbnego materiału, aby zalecić odpowiednie narzędzia tnące i optymalne parametry mielenia

laboratorium@merazet.pl

+48 61 8644641



KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 618 644 641, +48 618 644 642

e-mail: **laboratorium@merazet.pl**