

Młyny wibracyjne P-0 i P-23

Wielkie przyrządy dla małych ilości



+ nadają się do testów RoHS
i kriomielenia

+ wielkość podawanej próbki
do 6 mm w zależności od
modelu i materiału

+ końcowe rozdrobnienie do 5 μ m
w zależności od modelu
i materiału

+ objętość próbki 1 - 10 ml
w zależności od modelu
i materiału

+ mielenie i przesiewanie
w jednym

+ mieszanie i emulgowanie
w skali laboratoryjnej

+ praktyczny system
szybkiego mocownia
dla łatwej obsługi

Dwa modele do ultradrobного rozdrabniania

FRITSCH P-0 - doskonałe połączenie drobnego mielenia i przesiewania

Jeśli regularnie pracujesz z małymi próbkami w wąskim, jednorodnym zakresie rozmiarów cząstek, zalecamy nasz wibracyjny młyn kulowy P-0. Jest on szczególnie odpowiedni do bezstratnego i bezaglomeracyjnego mielenia w sektorach takich jak kryminalistyka, chemia, biologia, ochrona środowiska, farmaceutyka lub badania materiałowe - zarówno na sucho, jak i w zawieszynie. Jest to obecnie jedyne urządzenie na rynku, które umożliwia kriogeniczne mielenie twardych i elastycznych materiałów w bezpośrednim kontakcie z azotem. Można go również używać do przygotowywania próbek testowych RoHS lub wytwarzania jednorodnych emulsji i past w krótkim czasie. Dodatkowo w kilku prostych krokach przekształca się w wysoce skuteczny przesiewacz do pracy na sucho lub mokro.



FRITSCH P-23 - ekonomiczny mini młynek kulowy do próbek o objętości do 5 ml

Jeśli szukasz skutecznego, ultrakompaktowego rozwiązania do bardzo drobnego rozdrabniania bardzo małych ilości, jest to mini młynek laboratoryjny dla Ciebie. Główną zaletą jest to, że jego sferyczne misy mielące zapewniają doskonałe mielenie, mieszanie i homogenizację w porównaniu z porównywalnymi modelami. Idealny do wykonywania laboratoryjnych prac na partiach próbek, jego praktyczny system szybkiego mocowania sprawia, że mocowanie misy mielącej jest szybkie i proste. Większa misa mieląca oznacza również, że doskonale nadaje się do przygotowywania próbek lub analizy azbestu. Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami!



Dane techniczne

P-0/P-23

Optymalny typ materiału

Średnio twardy, kruchy, wilgotny, wrażliwy na temperaturę

Zasilanie

100 - 240 V/1~, 50 - 60 Hz, 50 W

Wibracje misy mielącej

3,000–3,600 lub 900–3,000 oscylacji/min

Waga

21 kg lub 7 kg

Wymiary szer. x gł. x wys.

Nastółowy 37 x 40 x 20 cm lub 20 x 30 x 30 cm



Skontaktuj się z nami

w celu niezobowiązującej konsultacji lub indywidualnego mielenia próbnego materiału, aby zalecić odpowiednie narzędzia tnące i optymalne parametry mielenia

laboratorium@merazet.pl

+48 61 8644641



KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 618 644 641, +48 618 644 642

e-mail: laboratorium@merazet.pl