

MAŁE WIRÓWKI

HAEMATOKRIT 200

OZNACZANIE HEMATOKRYTU TYLKO W 7 MINUT

HAEMATOKRIT 200 to szybka i wydajna wirówka do oznaczania hematokrytu. Działa z prędkością 13 000 obrotów na minutę i mieści jednorazowo 24 kapilar, maks. RCF 16 060.

Zintegrowany czytnik hematokrytu w pokrywie wirnika umożliwia przejrzysty podgląd wyników.

**WIRNIK
DOŁĄCZONY**

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- RPM: 200 - 13 000 min⁻¹
Regulacja do 10 000 RPM w krokach co 10,
powyżej w krokach co 100
- Maks. RCF: 16 060
- Kompaktowa, wysokowydajna wirówka do hematokrytu
- Zgodność z IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/WE
- Maksymalny poziom hałasu ≤ 56 dB(A)
- Przycisk IMPULSE dla trybu krótkiego wirowania
- 2 krzywe przyspieszania i hamowania
- Łatwa obsługa za pomocą klawiatury

CECHY


- Plastikowa obudowa
- Metalowa pokrywa
- Port podglądu w pokrywie
- Blokada pokrywy
- Zabezpieczenie przed upuszczeniem pokrywy
- Awaryjne zwolnienie blokady pokrywy
- Komora z lekkiego stopu
- Napęd bezszczotkowy
- Wyświetlacz błędów
- Monitorowanie niewyważenia i wyłączenie
- Podświetlany panel z aktualnymi wartościami wszystkich parametrów
- 2 regulowane komunikaty po zakończeniu wirowania (dźwiękowe + wizualne)

DANE TECHNICZNE

HAEMATOKRIT 200	
zasilanie *)	200 – 240 V 1~
częstotliwość	50 – 60 Hz
zużycie energii	270 VA
emisja, odporność	EN / IEC 61326-1, klasa B
maks. pojemność	24 naczynia włosowate
maks. RPM	13,000 min ⁻¹
maks. RCF	16,060
czas pracy	1 – 99 min, ∞ praca ciągła, tryb krótkiego cyklu (przycisk impulsowy)
wymiary (szer. x gł. x wys.)	261 x 353 x 228 mm
waga	około 10 kg
maks. poziom hałasu	≤ 56 dB (A)
Nr kat.	1801
100 – 127 V 1~ / 50 – 60 Hz	1801-01
emisja, odporność	FCC klasa B

*) Inne napięcia na zamówienie.

DOSTĘPNY WIRNIK

Wirnik	
maks. RPM maks. RCF	13,000 min ⁻¹ 16,060
maks. pojemność	24 Kapilary
rozbieg zbieg, hamowanie w sek.	9 16
kat maks. poziom hałasu	90° 56 dB (A)
pokrywa	w zestawie
Nr kat.	W zestawie



Kapilary Standard	
maks. RCF ²⁾	16,060
promień w mm	85
Nr kat.	-
Adapter	
Ø x L w mm	-
Liczba kapilar na wirnik	24
Nr kat.	-

TACE PODTRZYMUJĄCE

Tace przytrzymujące w rotorze są łatwe do czyszczenia w przypadku pęknięcia szkła.



2) Należy pamiętać, że podane wartości RCF odnoszą się wyłącznie do wydajności rotora. Maksymalny dopuszczalny współczynnik RCF zastosowanych rur należy sprawdzić u poszczególnych producentów. Maks. RCF dla szklanych rurek oznaczonych przypisem 2) wynosi 4000.

CERTYFIKATY / REJESTRACJE

Certyfikacja produktu:



Rejestracja produktu:



Certyfikaty firmy:



WYMIARY

