



Kriostaty

Termostaty chłodzące obejmują zarówno kompaktowe urządzenia stołowe z wanną o pojemności 3 litrów, jak i urządzenia wolnostojące o dużej pojemności z wydajnym chłodzeniem o zakresie temperatur pracy do -75°C . Inteligentne sterowanie chłodzeniem zapewnia energooszczędny tryb pracy.

Nr art	Typ	Zakres temperatury	Stabilność temperatury	Wydajność chłodzenia W		Wydajność pompy		Poj.wanny	Otwór wanny
				dla 0°C	dla 15°C	l/min	bar		
A-10857	K10 T100	$-10\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1\text{ K}$	130	200	5	0,12	3	135x105x130
A-10858	K10 T200	$-10\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\text{ K}$	130	200	8	0,2	3	135x105x130
A-10859	K21 T100	$-20\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1\text{ K}$	425	700	5	0,12	8	235x165x150
A-10861	K21 T200	$-20\ldots+200^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\text{ K}$	425	700	8	0,2	8	235x165x150
A-10865	K22 T100	$-20\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1\text{ K}$	425	700	5	0,12	10	235x165x200
A-10867	K22 T200	$-20\ldots+200^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\text{ K}$	425	700	8	0,2	10	235x165x200
A-10871	K31 T100	$-30\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1\text{ K}$	500	750	5	0,12	11	300x190x150
A-10873	K31 T200	$-30\ldots+200^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\text{ K}$	500	750	8	0,2	11	300x190x150
A-10877	K32 T100	$-30\ldots+100^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1\text{ K}$	500	750	5	0,12	15	300x190x200
A-10879	K32 T200	$-30\ldots+200^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\text{ K}$	500	750	8	0,2	15	300x190x200

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl

Urządzenia wolnostojące

Nr art	Typ	Zakres temp	Stabilność temp.	Wydajność chłodzenia W		Wydajność pompy		Poj. wanny	Otwór wanny
				dla 0°C	dla 15°C	l/min	bar		
A-10907	KB10 T100	-10...+100°C	±0,1 K	400	750	5	0,12	22	230x270x250
A-10909	KB10 T200	-10...+200°C	±0,01 K	400	750	8	0,2	22	230x270x250
A-10913	KB30 T150	-30...+100°C	±0,1 K	500	750	5	0,12	22	230x270x250
A-10915	KB30 T200	-30...+200°C	±0,01 K	500	750	8	0,2	22	230x270x250
A-10919	KB40 T150	-40...+100°C	±0,1 K	700	1000	5	0,12	22	230x270x250
A-10921	KB40 T200	-40...+200°C	±0,01 K	700	1000	8	0,2	22	230x270x250
A-10925	KB55 T150	-55...+100°C	±0,1 K	950	1000	5	0,12	22	230x270x250
A-10927	KB55 T200	-55...+200°C	±0,01 K	950	1000	8	0,2	22	230x270x250
A-10931	KB75 T150	-75...+100°C	±0,1 K	800	900	5	0,12	12	230x180x150
A-10933	KB75 T200	-75...+200°C	±0,01 K	800	900	8	0,2	12	230x180x150

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl

Kriostaty z podwójną pompą uzupełniają gamę termostatów chłodzących w ich sprawdzonym trybie działania, a dzięki podwójnej pompie zapewniają jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną kontrolę temperatury kąpeli.



Nr art	Typ	Zakres temp.	Stabilność temp.	Wydajność chłodzenia W		Wydajność pompy		Poj wanny	Otwór wanny
				W 0°C	W 15°C	l/min	bar		
A-10862	K21 TC150	-20...+100°C	±0,1 K	425	700	20 / 18	0,3 / 0,2	8	235x165x150
A-10864	K21 TC250	-20...+200°C	±0,01 K	425	700	20 / 18	0,3 / 0,2	8	235x165x150
A-10868	K22 TC150	-20...+100°C	±0,1 K	425	700	20 / 18	0,3 / 0,2	10	235x165x200
A-10870	K22 TC250	-20...+200°C	±0,01 K	425	700	20 / 18	0,3 / 0,2	10	235x165x200
A-10874	K31 TC150	-30...+100°C	±0,1 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	11	300x190x150
A-10876	K31 TC250	-30...+200°C	±0,01 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	11	300x190x150
A-10880	K32 TC150	-30...+100°C	±0,1 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	15	300x190x200
A-10882	K32 TC250	-30...+200°C	±0,01 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	15	300x190x200

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl

Urządzenia wolnostojące

Nr art	Typ	Zakres temp	Stabilność temperatury	Wydajność chłodzenia W		Wydajność pompy		Pojemność wanny	Otwór wanny
				w 0°C	w 15°C	l/min	bar		
A-10910	KB10 TC150	-10...+100°C	±0,1 K	400	750	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10912	KB10 TC250	-10...+200°C	±0,01 K	400	750	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10916	KB30 TC150	-30...+100°C	±0,1 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10918	KB30 TC250	-30...+200°C	±0,01 K	500	750	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10922	KB40 TC150	-40...+100°C	±0,1 K	700	1000	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10924	KB40 TC250	-40...+200°C	±0,01 K	700	1000	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10928	KB55 TC150	-55...+100°C	±0,1 K	950	1000	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10930	KB55 TC250	-55...+200°C	±0,01 K	950	1000	20 / 18	0,3 / 0,2	22	230x270x250
A-10934	KB75 TC150	-75...+100°C	±0,1 K	800	900	20 / 18	0,3 / 0,2	12	230x180x150
A-10936	KB75 TC250	-75...+200°C	±0,01 K	800	900	20 / 18	0,3 / 0,2	12	230x180x150

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl