



Karta katalogowa

Licznik kolonii bakterii LKB 2002



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Wyposażenie standardowe

- licznik z funkcją liczenia średniej z kilku pomiarów
- lampa pierścieniowa zapewniająca równomierne oświetlenie pola zliczeń
- lupa o mocy optycznej 3,25 Dioptrii, z możliwością ustawienia w optymalnej dla Użytkownika pozycji
- marker standardowy
- płytka tła jasna i ciemna
- wymienna płytka podziałowa
- adaptery do płytek Petriego o średnicach mniejszych niż 120 mm



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DANE TECHNICZNE

sterownik	mikroprocesorowy
wyswietlacz	LED (0...999)
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	300
wysokość B	90*
głębokość C	325
waga urządzenia [kg]	4,9



PODSTAWOWE PARAMETRY

średnica pola zliczającego [mm]	120
moc optyczna (lupa)	3,25 Dioptrii
oświetlenie zainstalowane poza komorą roboczą	lampa pierścieniowa 20 W

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	22
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

* wysokość bez lupy

OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: LKB 2002/L3

Lupa standardowa



Numer zamówienia: LKB 2002/P

Pisak standardowy



Numer zamówienia: LKB 2002/PSZ

Płytko pola zliczającego



Numer zamówienia: LKB 2002/PW

Płytko ze skalą



Numer zamówienia: LKB 2002/ZM

Marker zewnętrzny



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | **Nr rachunku:** 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | **Nr rej. w BDO** 000005609
NIP: 647-216-26-87 | **REGON:** 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | **KRS** 0001009595



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numer zamówienia: LKB 2002/ZMP

Wkład do ZM 2002