

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Super

Producent: BANDELIN Electronic GmbH & Co. KG



- Mycie naczyń laboratoryjnych takich jak biurety, pipety, szalki petriego i kolby miarowe, sita, narzędzia medyczne itp.
- Dezynfekcja i mycie w tym samym czasie
- Odgazowanie próbek w celu sprawdzenia zawartości różnych substancji np. alkoholu, pH, pierwiastków
- Tworzenie emulsji
- Wersja z „H”- wersja z grzaniem
- Możliwość ustawienia czasu: 1 – 15 minut lub praca ciągła
- Możliwość ustawienia grzania w zakresie 30 - 80°C (RK31H- stała temp.65°C)
- Częstotliwość ultradźwięków: 35 kHz
- Funkcja „Sweep”

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.) mm	Pojemność (l)	Typ	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) mm	Zawór kulowy (cale)	Moc szczytowa ultradźwięków (W)	Moc wejściowa HF (W eff)	Moc grzewcza (W)	Zużycie prądu (A)
190 x 85 x 60	0,9	RK 31 RK 31 H	205 x 100 x 180	- -	160 160	40 40	- 70	0,2 0,5
150 x 140 x 100	1,8	RK 52 RK 52 H	175 x 165 x 225	-	240 240	60 60	- 140	0,3 0,9
240 x 140 x 100	3,0	RK 100 RK 100 H RK 102 H	260 x 160 x 250	- - ¼	320 320 480	80 80 120	- 140 140	0,4 1,0 1,2
240 x 140 x 150	4,0	RK 103 H	260 x 160 x 310	¼	560	140	200	1,5
Ø 240 x 130	5,6	RK 106	Ø 265 x 270	¼	480	120	-	0,6
500 x 140 x 100	6,0	RK 156	530 x 165 x 245	¼	640	160	-	0,7
500 x 140 x 150	9,0	RK 156 BH	530 x 165 x 300	¼	860	215	600	3,6
300 x 150 x 150	5,5	RK 255 RK 255 H	325 x 175 x 295	¼ ¼	640 640	160 160	- 280	0,7 2,0
300 x 240 x 150	9,7	RK 510 RK 510 H	325 x 265 x 300	½ ½	640 640	160 160	- 400	0,7 2,5
300 x 240 x 200	13,0	RK 512 H	325 x 265 x 350	½	860	215	400	2,7
325 x 300 x 150	13,5	RK 514 RK 514 H	355 x 325 x 305	½ ½	860 860	215 215	- 600	1,0 3,6
325 x 300 x 200	18,7	RK 514 BH	355 x 325 x 385	½	860	215	600	3,6
500 x 300 x 200	28,0	RK 1028 RK 1028 H	535 x 325 x 400	½ ½	1200 1200	300 300	- 1300	1,4 7,0
500 x 300 x 300	45,0	RK 1028 C	540 x 340 x 500	½	2000	300	-	2,2
Ø 500 x 195	39,5	RK 1040	Ø 540 x 500	½	1200	600	-	1,4
600 x 500 x 200	58,0	RK 1050	640 x 540 x 425	½	2400	600	-	2,7
600 x 500 x 300	90,0	RK 1050 CH	640 x 540 x 530	½	2400	600	1950	11,1

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00

e-mail: laboratorium@merazet.pl