



Właściwości:

- wyrząsarka orbitalna w kompaktowym wydaniu,
- max. załadunek wraz z platformą 7,5 kg,
- niezależny wyświetlacz LCD do jednoczesnego odczytu: prędkości i czasu,
- szeroki wybór platform,
- elektroniczny zegar kontroluje pracę ciągłą urządzenia lub czas pracy nastawiony w zakresie 1 min - 19 h 59 min,
- bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wymaga czyszczenia oraz cechuje się długą żywotnością.

MODEL	SK-O330-Pro
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	30 W
Typ ruchu	orbitalny
Orbita	10
Max. obciążenie (z platformą)	7,5 kg
Zakres prędkości	100-500 obr./min.
Wyświetlacz	LCD
Zakres nastawy czasu	1 min. - 19 godz. 59 min.
Rodzaj pracy	Ciągły/w określonym czasie
Wymiary (W x D x H) [mm]	370 x 420 x100
Waga	13,5 kg
Dopuszczalna temp. otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529	IP21
RS232 interface	TAK

Producent: Dlab Scientific

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl