

Miksery – mieszarki o pojemności 5l

Producent: TESTING



Solidna konstrukcja wykonana z żeliwa oraz aluminium.

Mieszadło i misa wykonane ze stali nierdzewnej.

Szybki i wygodny system mocowania misy do miksera.

Standardowa normowa odległość pomiędzy misą, a mieszadłem 3 ± 1 mm.

Napędzany przez trójfazowy silnik.

Przekładnia planetarna i zębaty pas napędowy zapewnia cichą i bezobsługową pracę.

Dwie prędkości mieszania: 140 ± 5 obr/m i 285 ± 10 obr/m.

Mechanizm dźwigniowy może być wykorzystany do opuszczenia misy.

Prosty montaż i demontaż misy i mieszadła.

Panel sterowania dla pracy automatycznej i półautomatycznej.

Wiadomości tekstowe podczas pracy informują nas m. in. o prędkości i czasie.

Różne dostępne języki m. in. język polski.

Liczne funkcje bezpieczeństwa zostały uwzględnione podczas projektowania i konstruowania miksera, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy urządzenia:

- Osłona misy mieszalnika zapewnia bezpieczeństwo obsługi
- Położenie misy mieszalnika jest monitorowane komputerowo. Mikser może być uruchomiony tylko, gdy misa jest zamontowana prawidłowo.
- Procedura bezpiecznego restartu, po zaniknięciu zasilania (brak prądu) mikser musi być wyłączony i uruchomiony ponownie
- Przycisk bezpieczeństwa STOP
- Przejrzysty rozkład elementów sterowania
- Solidne uchwyty do bezpiecznego i wygodnego przenoszenia

Wymiary:

Podstawa: 390 x 600 mm

Wysokość: 700 - 860 mm

Waga z osprzętem: ok. 70 kg

Zasilanie: 400 V / 50 Hz, 60 Hz / 0.37 kW

Numer katalogowy	Zgodność z normą	Dozownik piasku/wody	Obsługa	Informacje dodatkowe
1.0203	EN 196,DIN 1164	nie / nie	manualna - ręczne dozowanie wody i piasku	duża stabilność, wzmocniona konstrukcja
1.0203.ASTM	ASTM C109,C305	nie / nie	manualna - ręczne dozowanie wody i piasku	duża stabilność, wzmocniona konstrukcja
1.0203.01	EN 196,DIN 1164	tak / nie	manualne dozowanie wody, automatyczny dozownik piasku	dozowanie piasku przez naciśnięcie przycisku podczas mieszania
1.0203.01.ASTM	ASTM C109,C305	tak / nie	manualne dozowanie wody, automatyczny dozownik piasku	dozowanie piasku przez naciśnięcie przycisku podczas mieszania
1.0205	EN 196,DIN 1164	tak / nie	automatyczny program kontroli i podajnika piasku	może być również używany półautomatycznie - manualne dozowanie wody, różne programy mieszania
1.0205.ASTM	ASTM C109,C305	tak / nie	automatyczny program kontroli i podajnika piasku	może być również używany półautomatycznie - manualne dozowanie wody, różne programy mieszania

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl

1.0206	EN 196,DIN 1164	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, automatyczny dozownik piasku i wody	automatyczne dozowanie wody według EN 196 (225 ml) zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6
1.0206.ASTM	ASTM C109,C305	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, automatyczny dozownik piasku i wody	automatyczne dozowanie wody według ASTM C109 (242 ml) zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6
1.0206.01	EN 196,DIN 1164	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, automatyczny dozownik piasku i wody, system wciągania kurzu,	automatyczne dozowanie wody według EN 196 (225 ml) zapamiętane programy: EN 196-1+3, DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6
1.0206.01.ASTM	ASTM C109,C305	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, automatyczny dozownik piasku i wody, system wciągania kurzu,	automatyczne dozowanie wody według ASTM C109 (242 ml) zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6
1.0206.04	EN 196,DIN 1164	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, różnorodne możliwości dozowania wody przez sterownik automatyczny dozownik piasku i wody zgodnie z EN 196	zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6
1.0206.04.ASTM	ASTM C109 C305 C451	tak / tak	automatyczna kontrola programu mieszania, różnorodne możliwości dozowania wody przez sterownik automatyczny dozownik piasku i wody zgodnie z ASTM C109, ASTM C451	zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7 i ASTM C305-6

Możliwość dodania własnych programów do mikserów ze dodatkową opłatą

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl