

Aparat Bezpośredniego Ścinania ADS

Producent: Wille-Geotechnik



- › Idealny do bardzo precyzyjnych prób bezpośredniego ścinania
- › Kompletny system ścinania (skrzynka) wykonany jest ze stali nierdzewnej, zawiera porowate płytki, tłok i pojemnik na wodę do badań na próbkach nasyconych
- › Pełne badanie w zamkniętej pętli kontrolowane bezpośrednio przez urządzenie lub z komputera PC
- › Dostępne skrzynki na próbki:
 - › Skrzynka / Objętość 60 x 60 mm, 36 cm²
 - › Skrzynka / Objętość 100 x 100 mm, 100 cm²
 - › Średnica / Objętość $\varnothing$ 60 mm, 28,27 cm²
 - › Średnica / Objętość $\varnothing$ 71,4 mm, 40 cm²
 - › Średnica / Objętość $\varnothing$ 80 mm, 50 cm²
 - › Średnica / Objętość $\varnothing$ 94,4 mm, 70 cm²
 - › Niestandardowe próbki na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Opis	Parametr
Maksymalna siła nacisku	5/10 kN
Maksymalna siła ścinania	5/10/20 kN
Klasa dokładności	0,1 %
Rozdzielczość	0,00001 kN
Zakres ścinania	30 – 0,000001 mm/min
Wymiary	400 x 400 x 1300 mm
Zasilanie	230 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl