

Młynek tarczowy P-13

Mocne uderzenie i sprawa załatwiona



+ Wielkość podawanego
materiału do 20 mm
w zależności od materiału

+ Przepustowość do 150 kg/h
w zależności od materiału

+ Regulowana dokładność
do 100 µm

+ Dostępna komora mieląca
i szybka wymiana dysków
mielących

+ Łatwe czyszczenie dzięki
całkowicie otwieranej komorze
mielącej

+ Długa żywotność przez duże
łożyska

Rozdrabnianie ciał stałych do odpowiednich rozmiarów

Nasz solidny młyn dyskowy FRITSCH P-13 mieli do 150 kg twardego, kruchego lub średnio twardego materiału na godzinę - w partiach lub w sposób ciągły. Jego maksymalny rozmiar wsadu wynosi około 20 mm długości krawędzi, a końcowe rozdrobnienie można dowolnie regulować w zakresie od 12 mm do 100 μ m. Dzięki centralnej blokadzie zaciskowej komorę mielącą można zamknąć jednym ruchem. Szerokość szczeliny można również łatwo sprawdzić z zewnątrz w dowolnym momencie - na za pomocą szczelinomierza.

Podwójna korzyść: wstępne kruszenie i dokładne mielenie w jednym

Do szybkiego, ciągłego wstępnego i dokładnego rozdrabniania gruboziarnistego materiału zalecamy połączenie młyna dyskowego P-13 z kruszarką szczękową P-1. Zamontowane razem na ramie i połączone rynną zsykową, automatycznie rozdrabniają materiały wsadowe o wielkości do 95 mm do 100 μ m. Szybkie, proste i wydajne rozwiązanie typu "wszystko w jednym"!



Silny zespół: Kruszarka szczękowa FRITSCH P-1 i młyn dyskowy P-13.
Inteligentne rozwiązanie: Komora mielenia P-13 jest w pełni otwierana, co ułatwia wymianę dysków mielących i czyszczenie.

Dane techniczne

P-13

Optymalny typ materiału

bardzo twarde, twardo-ścierne, twardo-kruche,
średnio twarde, mielenie bez metalu

Zasilanie

400 V/3~, 50 Hz, 1790 W lub 200 V/3~,
60 Hz, 2 100 W

Prędkość tarczy ślifierskiej
440 obr.

Waga

140 kg

Wymiary szer. x gł. x wys.

Jednostka nastolowa 44 x 87 x 40 cm



Skontaktuj się z nami

w celu niezobowiązującej konsultacji lub
indywidualnego mielenia próbnego
materiału, aby zalecić odpowiednie narzędzia
tnące i optymalne parametry mielenia

laboratorium@merazet.pl
+48 61 8644641



KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 618 644 641, +48 618 644 642
e-mail: laboratorium@merazet.pl