

Stoliki wibracyjne

Producent: TESTING



Stoły wibracyjne do kontrolowanego zagęszczania próbek sześciennych, belkowych, cylindrycznych. Na żądanie wszystkie stoliki mogą być wyposażone w klamry mocujące foremki.

Numer katalogowy	Wymiary	Częstotliwość	Zasilanie	Wyłącznik	Zakres wył. czas.
2.0231	350 x 350 mm	3000 obr/min	230 V / 50 Hz	nożny	-
2.0268	350 x 350 mm	3000 obr/min	230 V / 50 Hz	ON/OFF	-
2.0269	350 x 350 mm	9000 obr/min	230 V / 50 Hz	ON/OFF	-
2.0233	600 x 400 mm	6000 obr/min	230 V / 50 Hz	czasowy	1 – 999s
2.0234	600 x 400 mm	9000 obr/min	230 V / 50 Hz	czasowy	1 – 999s
2.0270	250 x 350 mm	3000 obr/min	12 V	ON/OFF	-
2.0271	600 x 400 mm	4000 – 9000 obr/min	230 V / 50 Hz	ON/OFF	1 – 999s

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl