

Stoły vibracyjne do beleczek cementowych

Producent: TESTING



Stoły vibracyjne do przygotowania próbek cementowych o wymiarach: 40,1 x 40 x 160 mm zgodnie z normą EN 196-1.

1.0220

Mocna wzmocniona konstrukcja ze stali nierdzewnej dla jednej formy trójdzielnej. Panel sterujący zamontowany na wzmocnionej ramie z zegarem cyfrowym.

Amplituda: 0,4 - 1,0 mm

Częstotliwość: 50 Hz

Wymiary: Sz x G x W = 800 x 700 x 850 (1450) mm

Waga ok. 200 kg

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

1.0220S

Z szybkimi zaciskami do trójdzielnych próbek TESTING z nadstawką.

1.0220U

Z zaciskami do wszystkich trójdzielnych próbek z nadstawką.



1.0220.01

Mocna wzmocniona konstrukcja ze stali nierdzewnej dla jednej formy trójdzielnej. Osobny kontroler do zawieszenia na ścianę z zegarem cyfrowym (opcjonalnie na wzmocnionej ramie).


Amplituda: 0,4 - 1,0 mm

Częstotliwość: 50 Hz, cyfrowy zegar.

Wymiary: Sz x G x W = 750 x 750 x 850 mm

Waga ok. 200 kg

Zasilanie: 230 V / 50 Hz



1.0221

Stolik wstrząsowy z licznikiem z elektroniczną kontrolą obrotów (dokładnie 60 uderzeń / min).

Waga ok. 60 kg

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

1.0221.04

Szafa wyciszająca do stolika wstrząsowego, zmniejszająca hałas do:

- 88 dbA przy otwartej pokrywie (mierzony w odległości 1m)
- 55 dbA przy zamkniętej pokrywie (mierzony w odległości 1m)

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl