

Uniwersalny Analizer ASA-1

Producent: Wille-Geotechnik



UNIWERSALNY ANALIZER ASA-1 to urządzenie przeznaczone zarówno do zaawansowanych, jak i prostych badań gruntów, które pozwala przeprowadzić kilka różnych testów w zależności od potrzeb poprzez wybór odpowiednich wkładek i specjalistycznych adapterów dla poszczególnych badań.

Dostępne badania (zmiennne adaptory):

- › Test bezpośredniego ścinania
- › Test prostego ścinania
- › Test pełzania
- › Test ścinania – typ Vienna (o stałej wysokości)
- › Kompresja (oedometer)
- › Badania jednoosiowego ściskania
- › Badania trójosiowego ściskania

Wieloletnie doświadczenie i produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń pozwoliły na stworzenie prostego urządzenia, które pozwala na wiele testów na jednej ramie, co zdecydowanie wpływa na redukcję kosztów oraz zwiększenie wydajności przeprowadzanych testów. Zaawansowana solidna konstrukcja oraz wysoka jakość komponentów elektronicznych SIEMENS zapewnia najwyższe standardy przemysłowe. Elektroniczna transmisja danych przez czujniki pomiarowe o wysokiej dokładności oraz w pełni automatyczne sterowanie testu. Urządzenie może być obsługiwane bezpośrednio przez klawiaturę lub zdalnie za pomocą komputera z oprogramowania. Bardzo łatwy montaż adapterów, czyszczenie i konserwacja. Różne moduły oprogramowania i próbek w zależności od indywidualnych potrzeb.

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl