

Wodoprzepuszczalność próbek MMA

Producent: Wille-Geotechnik



Urządzenie do badania wodoprzepuszczalności próbek mieszanki mineralno asfaltowej zgodnie z normami:

- › EN 12697-19,
- › TP A-StB 19 Panel sterowania dla poziomego i pionowego badania przepuszczalności próbek MMA.

Budowa:

- › Panel kontrolny z zaworem, do utrzymania stałego poziomu wody.
- › Zawór łączący do regulacji poziomu.
- › Rama z łaźnią wodną do wodoprzepuszczalności próbki w komorze.
- › Pojemnik wodny wykonany ze stali nierdzewnej

Akcesoria dodatkowe:

- › A 17100 Komora ϕ 100mm do badania wodoprzepuszczalności próbki MMA
- › A 17150 Komora ϕ 150mm do badania wodoprzepuszczalności próbki MMA

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl