

Łaźnie wodne do dygestorium

Producent: LAUDA



- przeznaczone do łagodnego odparowywania z kolb Erlenmayera i zlewek. Idealna do prac pod wyciągiem
- kontrola temperatury przy użyciu termostatu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- grzałki, wnętrze łaźni, nakładka, pokrywa i perforowana nadstawka wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej
- stanowiska wyposażone w 4 częściowy zestaw fajerek wykonanych z odpornego na temperaturę tworzywa
- cztery antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność pracy na ceramicznym blacie w dygestorium

	Hydro H 5 V	Hydro H 11 V	Hydro H 11 V
Zakres temperatury roboczej °C	25 - 100		
Ilość stanowisk	1	6	8
Średnica otworów, mm	192	91	111
Wysokość robocza, mm	120	100	100
Wymiary szer. x gł. x wys., mm	342 x 400 x 180	450 x 300 x 155	690 x 300 x 155
Zasilanie	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW
Waga, kg	9	6	8