

Wstrząsarka laboratoryjna

Producent: MULTISERW MOREK



Wstrząsarka typ LPzE-2e /do sit o średnicy $\varnothing$ 200 mm

Wstrząsarka LPzE-2e służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: piaski odlewnicze i szklarskie, kruszywa, itp. Urządzenie pozwala dokonywać analizy ziarnowej w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy ziarnowej określa się: średnią wielkość ziarna, frakcje główna i wskaźnik jednorodności.

Charakterystyka techniczna LPzE-2e:

- Wstrząsarka do sit o średnicy 199-225mm
- Wysokość robocza sita 25 mm lub 50 mm
- Masa próbki 0-3000g
- Drgania pionowo - skrętne – amplituda regulowana 0-2,5 mm
- Częstotliwość drgań stała 50 Hz
- Czas przesiewania nastawny - 10 programów 0-60 min, 59 sek.
- Zasilanie 230 V
- Waga 25 kg

Sita laboratoryjne $\varnothing$ 200 mm

Producent: MULTISERW MOREK



Sita laboratoryjne 200 mm

Zgodne z PN-ISO 3310-1 / 3310-2, siatki wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 200 mm

Oczka mają kształt kwadratu o boku od 0,020 do 200 mm.

Sita o rozmiarze oczka od 0.020 do 3.55 wykonane są z precyzyjnej siatki tkanej z drutu ze stali nierdzewnej.

Sita o oczku od 4,00 do 200 mm wykonane są z blachy perforowanej mosiężnej, aluminiowej lub ze stali nierdzewnej.

Sita wyposażone są w uszczelki i dają się zestawiać w kolumny. Producent kompletuje zestawy sit wg. indywidualnych wymagań odbiorcy.

Podstawowe parametry:

- zgodne z PN-ISO 3310-1/3310-2
- wysokość 25 lub 50 mm
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stopu AK (**sita w obudowie ze stopu AK są droższe od sit w obudowie z tworzywa o około 10 %**)
- każde sito posiada deklarację zgodności z PN-ISO 3310

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel.: +48 61 8644 600, +48 61 8644 689
email: pocza@merazet.pl

Rozmiar oczka [mm]	Nr artykułu
# 0,020	2s-0/0,020
# 0,025	2s-0/0,025
# 0,032	2s-0/0,032
# 0,040	2s-1/0,040
# 0,045	2s-1/0,045
# 0,050	2s-1/0,050
# 0,053	2s-1/0,053
# 0,056	2s-1/0,056
# 0,063	2s-1/0,063
# 0,071	2s-1/0,071
# 0,075	2s-1/0,075
# 0,090	2s-2/0,090
# 0,100	2s-2/0,100
# 0,106	2s-2/0,106
# 0,125	2s-2/0,125
# 0,150	2s-2/0,150
# 0,160	2s-2/0,160
# 0,180	2s-2/0,180
# 0,200	2s-2/0,200
# 0,212	2s-2/0,212
# 0,250	2s-2/0,250
# 0,280	2s-2/0,280
# 0,300	2s-2/0,300
# 0,315	2s-2/0,315
# 0,355	2s-2/0,355
# 0,400	2s-2/0,400
# 0,425	2s-2/0,425
# 0,500	2s-2/0,500
# 0,600	2s-2/0,600
# 0,630	2s-2/0,630
# 0,710	2s-2/0,710
# 0,800	2s-2/0,800
# 0,850	2s-2/0,850
# 1,00	2s-3/1,00
# 1,25	2s-3/1,25
# 1,40	2s-3/1,40
# 1,60	2s-3/1,60
# 1,70	2s-3/1,70
# 1,80	2s-3/1,80

# 2,00	2s-3/2,00
# 2,24	2s-3/2,24
# 2,50	2s-3/2,50
# 2,80	2s-3/2,80
# 3,00	2s-3/3,15
# 3,15	2s-3/3,15
# 3,55	2s-3/3,55
# 4,00	2s-4/4,00
# 5,00	2s-4/5,00
# 6,00	2s-4/6,00
# 6,30	2s-4/6,30
# 8,00	2s-4/8,00
# 9,60	2s-4/9,60
# 10,00	2s-4/10,00
# 11,00	2s-4/11,00
# 11,20	2s-4/11,20
# 12,30	2s-4/12,30
# 12,50	2s-4/12,50
# 12,80	2s-4/12,80
# 14,00	2s-4/14,00
# 16,00	2s-4/16,00
# 19,00	2s-4/19,00
# 20,00	2s-4/20,00
# 22,40	2s-4/22,40
# 25,00	2s-4/25,00
# 31,50	2s-4/31,50
# 40,00	2s-4/40,00
# 50,00	2s-4/50,00
# 60,00	2s-4/60,00
# 63,00	2s-4/63,00
# 80,00	2s-4/80,00
# 90,00	2s-4/90
# 125,00	2s-4/125,00

Akcesoria do sit:

Nazwa	Nr artykułu
Pokrywa do przesiewu na sucho ø 200	LPzE-2/Ps
Pokrywa do przesiewu na mokro ø 200	LPzE-2/Pm
Zbiornik do przesiewu na sucho ø 200	LPzE-2/Zs
Zbiornik do przesiewu na mokro ø 200	LPzE-2/Zm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel.: +48 61 8644 600, +48 61 8644 689
email: poczta@merazet.pl