

Młynek dyskowy P-13 premium

Na żądanie **wszędzie**
tam, gdzie sytuacja staje
się trudna



+ powlekane polimerem mielenie
bez użycia żelaza

+ Wielkość podawanego
materiału do 20 mm
w zależności od materiału

+ Przepustowość do 150 kg/h
ze zintegrowanym odsysaniem
pyłu

+ Drobnność do 50 μ m
w zależności od materiału

+ Cyfrowa regulacja szczeliny
mielącej zapewniająca dokładną
powtarzalność

+ Automatyczna blokada dla
najwyższego bezpieczeństwa

+ Zmienne obroty
w prawo i w lewo

Stworzony do ciężkich zadań

Młyn dyskowy FRITSCH P-13 premium jest używany na całym świecie do średnio twardych i kruchych próbek. Wyznacza standardy w górnictwie, metalurgii, badaniach kamienia i ziemi, ceramiki, szkła i gleby. Automatyczne blokady pojemnika i komory mielenia zapewniają bezpieczeństwo użytkownika. Jest również niezwykle precyzyjny i łatwy w obsłudze dzięki zmotoryzowanej regulacji szczeliny mielącej i cyfrowemu wyświetlaczowi szczeliny. Zapewniając przepustowość do 150 kg/h, jest to sprawdzony produkt.

Łatwa obsługa i precyzyjna regulacja szczeliny mielącej

Aby użyć młynka dyskowego P-13 premium, wystarczy umieścić próbkę w łatwo zamykanym leju i zablokować komorę mielenia za naciśnięciem przycisku. Aby ustawić szczelinę mielenia z dokładnością do 50 µm, wystarczy wyregulować wartość za pomocą przycisków plus i minus na urządzeniu. Nie jest wymagane kręcenie korbą. Po ustawieniu czasu mielenia z dokładnością do sekundy można rozpocząć proces mielenia. Młynek dyskowy P-13 premium zapisuje bieżące ustawienie do następnej operacji mielenia. Jeśli chodzi o wyrównanie zużycia dysków mielących lub ponowną regulację urządzenia po zmianie, można to zrobić za naciśnięciem przycisku.



Wykorzystaj moc Cyclone: Połącz swoje Młyn tdkowy P-13 premium z potężnym cyklonem FRITSCH, aby przyspieszyć przepustowość i zoptymalizować warunki mielenia wymagających i wrażliwych próbek. Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami!



Poznaj FRITSCH P-13 premium w akcji!

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak intuicyjne wskazówki dla użytkownika ułatwiają pracę z młynkiem dyskowym FRITSCH P-13 premium.

Dane techniczne

P-13 premium

Optymalny typ materiału

bardzo twardy, twardo-ścierny, twardo-kruchy, średnio twardy, mielenie bez metalu

Zasilanie

400 V/3~, 50 Hz, 1790 W lub

200 V/3~, 60 Hz, 2 100 W

Prędkość obrotowa

dysków 440 obr.

Waga

240 kg

Wymiary szer. x gł. x wys.

Urządzenie nastołowe 52 x 105 x 63 cm



Skontaktuj się z nami

w celu niezobowiązującej konsultacji lub indywidualnego mielenia próbnego materiału, aby zalecić odpowiednie narzędzia tnące i optymalne parametry mielenia

laboratorium@merazet.pl

+48 61 8644641



KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 618 644 641, +48 618 644 642

e-mail: laboratorium@merazet.pl