

Autoklaw TINGET klasy B 45L

Autoklawy laboratoryjne przeznaczone do pracy zarówno w sterylizatorniach medycznych, jak i w branży spożywczej i farmaceutycznej zapewniają Użytkownikowi opcję sterylizacji płynów i pożywek. Seria autoklawów Tinget Aqua wyposażona została w specjalny program, który automatycznie odłącza pompę próżniową na czas procesu sterylizacyjnego, dzięki czemu sterylizowany płyn nie ulegnie wysłaniu z kolby.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- System zwielokrotnionej ochrony (mechanicznej i elektronicznej) zapewnia maksymalną ochronę dla użytkownika i urządzenia. Zastosowanie niemieckiej pompy próżniowej Thomas umożliwia efektywną a zarazem cichą pracę autoklawu.
 - Nowoczesny i praktyczny system otwierania drzwi komory. Otwarcie następuje automatycznie po naciśnięciu sensora. Aby je zamknąć wystarczy delikatnie je docisnąć.
 - Powiększony zbiornik na wodę destylowaną (8,5l).
 - Wyświetlacz LCD z graficznym wskaźnikiem pracy autoklawu pokazuje informacje o czasie, temperaturze, ciśnieniu, poziomie wody czystej/brudnej oraz blokadzie zamka elektrycznego.
 - Wbudowana drukarka termiczna i złącze USB 2.0 służące do archiwizacji cykli pracy urządzenia.
 - Prosty i zarazem skuteczny, manualny system drenażu wody ze zbiorników wbudowanych w urządzenie.
 - Filtr bakteriologiczny.
 - Niezwykle bezpieczne ryglowanie drzwi zapobiegające przypadkowemu otwarciu w czasie pracy.
 - Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej klasy medycznej.
 - Metalowa, bardzo trwała obudowa autoklawu.
 - Port USB i pendrive do zapisu danych z przeprowadzanych cykli sterylizacyjnych
- Certyfikowana komora ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Pojemność komory sterylizacyjnej – 45l
- Wymiary komory sterylizacyjnej - $\varnothing 320$ x gł. 620mm
- Wymiary zewnętrzne autoklawu - szer. 640 x wys. 560 x gł. 840mm
- Wymiary kosza na tacki - $\varnothing 250$ mm (wymiary tacki - 530 x 240 mm)
- Wymiary stojaka na instrumenty - 312 x 511,5 x 222mm - opcja dodatkowa
- Waga – 120kg
- Moc - 2800W

KONTAKT:**MERAZET S.A.**

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl