

Dane techniczne

4.3 Dane urządzenia

Parametr	jednostka	MPC 155 Z	MPC 105 T	MPC 105 T iQ	MPC 105 T iQ-P
		dwustopniowa	trzystopniowa		
Prędkość pompowania 50/60 Hz DIN 28432	m³/ h	1,4	1.2	0 - 1.2	
	l / min	23	20	0 - 20	
Ciśnienie maksymalne	mbar	5	2		
Maks. ciśnienie wlotowe	bar	1			
Maks. ciśnienie wylotowe		bezciśnieniowy			
Przylącze wlotu/wylotu	-	Dysza węża DN 8 dla węża o średnicy wewnętrznej 8 mm			
Temperatura otoczenia	°C	+ 10 do + 40			
Maks. Temperatura gazu roboczego		+ 60			
Łożysko	-	bezobsługowe			
Referencyjny poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni DIN EN ISO 2151	dB (A)	< 45			
Napięcie, częstotliwość	V, Hz	24 V DC			
		90...260 V AC, 50/60 Hz			
		zasilacz zintegrowany	zasilacz zewnętrzny	zasilacz zintegrowany	
Prąd znamionowy	A	5.6			
Prędkość obrotowa	Min ⁻¹	1350		1700	
Napięcie sterujące	V DC	-	0 - 10		
			Wejście zewnętrzne Tuleja kołnierzowa Typ 710 4 biegunowy	Potencjo- metr na górze urządzenia	
Tryb pracy	-	S 1			
Typ zabezpieczenia DIN EN 60529		IP 44			
Silnik / Klasa izolacji DIN EN 600034-1		BLDC / F (160°C)			
Waga	kg	7.0	6.5	7.0	
Wymiary (szer./gł./wys.) (bez połączeń)	mm	235 / 145 / 327			
Numery katalogowe	-	412642	412443-02	412443-17	412443-15

Informacje przedstawione w niniejszym materiale oparte są na danych technicznych i wynikach testów jednostek nominalnych. Uważa się, że są one dokładne i wiarygodne i są oferowane jako pomoc w wyborze produktów. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania spoczywa na użytkowniku, który przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Gardner Denver Thomas GmbH nie zapewnia, nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z tymi informacjami.