

Termoblok z wytrząsaniem MHL 23



Zakres temperatury	+3 do +130°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	8,9°C
Obroty	200-1300 rpm
Typ ruchu	liniowy
Amplituda	3mm
Wymiary	220x330x109mm
Pojemność	dwa wymienne bloki
Waga	9,2kg
Moc	380W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu, szybkie miksowanie, wytrząsanie interwałowe

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl