

Termoblok z wytrząsaniem MHR 13



Zakres temperatury	+3 do +130°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	11,3°C
Obroty	200-1500 rpm
Typ ruchu	orbitalny
Amplituda	3mm
Wymiary	220x330x109mm
Pojemność	jeden wymienny blok
Waga	8,8kg
Moc	230W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu, szybkie miksowanie, wytrząsanie interwałowe

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl