


Termoblok z wytrząsaniem MKR 13



Zakres temperatury	-15 do +100°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	11,3°C
Maksymalna prędkość chłodzenia na minutę	-12°C
Obroty	200-1500 rpm
Typ ruchu	orbitalny
Amplituda	3mm
Wymiary	220x330x144mm
Pojemność	jeden wymienny blok
Waga	10kg
Moc	220W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu, szybkie miksowanie, wytrząsanie interwałowe

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl