

Termoblok z wytrząsaniem MKR 23



Zakres temperatury	-11 do +110°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	11,7°C
Maksymalna prędkość chłodzenia na minutę	9,6°C
Obroty	200-1200 rpm
Typ ruchu	orbitalny
Amplituda	3mm
Wymiary	220x330x144mm
Pojemność	dwa wymienne bloki
Waga	10,3kg
Moc	360W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu, szybkie miksowanie, wytrząsanie interwałowe

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl