

Termoblok TH 21



Zakres temperatury	+3 do +110°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	10,6°C
Wymiary	220x330x144mm
Pojemność	Dwa wymienne bloki
Waga	3,9 kg
Moc	360W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl