

Termoblok TK 23



Zakres temperatury	-16 do +100°C
Stabilność temperatury	+/- 0,1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1°C
Maksymalna prędkość grzania na minutę	11,7°C
Maksymalna prędkość chłodzenia na minutę	-11,5°C
Wymiary	220x330x144mm
Pojemność	Dwa wymienne bloki
Waga	6,2 kg
Moc	360W
Zasilanie	100/240 Vac, 47-63 Hz
Sterowanie	30 kroków programu

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl