

Chiller COR400
Producent: INGOS

Wydajny i tani w eksploatacji chiller chłodzący, pozwalający znacznie obniżyć koszty chłodzenia układów, urządzeń dzięki obiegowi zamkniętemu cieczy chłodzącej. Idealny do wyparek próżniowych i zastosowań laboratoryjnych. Nie wymaga podłączenia do wody bieżącej ani do odpływu kanalizacji.

Parametry techniczne:

Wydajność:	1/4 HP tj. 0,186 kW
Moc 22 ° C => 7 ° C:	80 l / h
Minimalna temperatura:	1 ° C dla wody
Minimalna temperatura:	-20 ° C (wymagana odpowiednia ciecz chłodząca)
Dokładność regulacji:	± 1 ° C
Objętość zbiornika chłodzącego:	20 l
Przepływ pompy:	120 l / h
Czynnik chłodniczy:	R - 134a
Moc:	230V, 50Hz
Klasa instalacji przepięcia:	II
Pobór mocy:	max. 391 VA
Waga:	29 kg
Wymiary (S x G x W):	530 x 330 x 474 mm

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w temperaturze otoczenia 15-35 ° C; o wilgotności do 80%, bez oparów kwasu i substancji żrących.

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00,
fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl