

MS-H-S10

**Mieszadło magnetyczne
wielostanowiskowe z
grzaniem**



Specyfikacje

MS-H-S10

Wymiar płyty roboczej [szer. x głęb.]	180x450mm
Materiał płyty roboczej	Stal nierdzewna pokryta silikonową poduszką
Typ silnika	Bezszczotkowy silnik prądu stałego
Pozycje mieszania	10
Maks. ilość mieszania	0.4Lx10
Maks. pasek magnetyczny [długość]	40 mm
Zakres prędkości	0-1100 obr.
Wyświetlacz prędkości	skala
Wyświetlacz temperatury	skala
Zakres temperatur ogrzewania	Temperatura pokojowa -120 °C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	140°C
Stopień ochrony IP	IP20
Moc znamionowa silnika	4W
Moc	490W
Moc grzewcza	470W
Napięcie, częstotliwość	100-120/200-240V, 50/60Hz
Wymiary[WxDxH]	182×622×65mm
Waga	3,2 kg
Dopuszczalna temperatura i wilgotność otoczenia	5-40°C, 80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Cechy

- Bezobsługowy bezszczotkowy silnik prądu stałego °C
- Maksymalna prędkość 1100 obr.
- Maksymalna temperatura płyty roboczej do 120 °C
- Płyta robocza ze stali nierdzewnej, pokryta silikonową poduszką, zapewnia doskonałą równomierność ogrzewania i odporność na poślizg



Odporność na poślizg



Wielopozycyjny



Bezszczotkowy silnik
prądu stałego