

CI-602

■ Wysokorozdzielcze urządzenie do obrazowania korzeni

Przenośny system minirhizotronu
kompatybilny z tubami o średnicy 2 cale

Urządzenie CI-602 Wysokorozdzielcze urządzenie do obrazowania korzeni umożliwia rejestrowanie cyfrowych obrazów żywych korzeni w glebie w wysokiej rozdzielczości przez wiele sezonów wegetacyjnych. Zaprojektowany do użytku z 2-calowymi tubami, użytkownicy mają teraz możliwość pracy w nowych lub istniejących instalacjach z tubami



CID

Bio-Science

Tools that work where you work.



Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wycenę, prosimy o kontakt pod adresem

poczta@merazet.pl



Cechy produktu

- ▶ Kompatybilny z przezroczystymi tubami korzeniowymi o średnicy wewnętrznej dwóch cali (w tym tuby (rurki) Bartza).
- ▶ W zestawie sześć wytrzymałych przezroczystych tub korzeniowych:
 - Dostępne w długościach 105 cm lub 182 cm
 - Wykonane z wytłaczanego akrylu
 - Posiadają wykonany na zamówienie wodoszczelny korek dolny i izolowaną zaślepkę górną, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w tubie
- ▶ Trwały i gotowy do pracy w terenie
- ▶ Lekki i łatwy w transporcie w dowolne miejsce
- ▶ Nadaje się do miejsc z tubami korzeniowymi w szerokim zakresie zabiegów lub warunków
- ▶ Sterowany i zasilany przez tablet MS Surface z zainstalowanym oprogramowaniem do analizy RootSnap. RootSnap umożliwia szybkie obliczanie parametrów na podstawie obrazów, w tym dla całkowitego i indywidualnego korzenia.:

długość

powierzchnia

objętość

średnica

kąt rozgałęzienia