

CI-602

■ Skaner korzeni

Przenośny system minirhizotronu
kompatybilny z tubami o średnicy 2 cali

Rejestruj wysokiej rozdzielczości cyfrowe obrazy żywych korzeni w glebie przez wiele sezonów wegetacyjnych za pomocą urządzenia do obrazowania korzeni CI-602. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku z tubami o średnicy 2 cali, dzięki czemu użytkownicy mają teraz możliwość pracy w nowych lub istniejących instalacjach z tubami.



CID

Bio-Science

Tools that work where you work.

IIIIIIIIII
MERAZET



Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać ofertę, prosimy o kontakt pod adresem sales@cid-inc.com.



Cechy produktu

- ▶ Kompatybilny z przezroczystymi tubami korzeniowymi o średnicy wewnętrznej dwóch cali (w tym tubami Bartz).
- ▶ W zestawie znajduje się sześć wytrzymałych przezroczystych tub korzeniowych:

Dostępne w długościach 105 cm lub 182 cm

Wykonane z wytłaczanego akrylu

Wyposażone w specjalnie obrobione, wodoszczelne zamknięcie dolne i izolowane zamknięcie górne, które zapobiegają gromadzeniu się wilgoci w tubie

- ▶ Trwały i gotowy do użycia w terenie
- ▶ Lekki i łatwy do transportu w dowolne miejsce
- ▶ Odpowiedni do zastosowania w różnych warunkach
- ▶ Sterowany i zasilany przez dołączony tablet z zainstalowanym oprogramowaniem RootSnap do analizy danych. Użyj RootSnap, aby szybko obliczyć parametry na podstawie zdjęć, w tym parametry dla całkowitych i indywidualnych korzeni takie jak:

długość

powierzchnia

objętość

średnica

kąt rozgałęzienia