

KERN ODC 852

KERN

Specjaliści w dziedzinie mikroskopii służącej do pomiarów, zliczania, dokumentacji, archiwizacji i przetwarzania obrazów



Data utworzenia: 22.06.2026

Kategoria

Marka	Optics
Kategoria produktu	Mikroskop
Grupa produktów	Kamera mikroskopowa
Rodzina produktów	ODC-85

Konstrukcja

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	92x68x68 mm
Długość kabla HDMI	2000 mm

Funkcje

Aparat – Obsługiwane oprogramowanie	Mikroskop VIS 2.0 Pro (OXM 902) zintegrowane oprogramowanie do obsługi kamery (HDMI)
Obsługiwane systemy operacyjne	Win 8 Win 10 Win 11
Pamięć – całkowita pojemność	16 GB
Wymagania systemowe – procesor	Quad-Core, x64
Wymagania systemowe – pamięć RAM	8 GB
Wymagania systemowe – dysk SSD	256 GB SSD
Wymagania systemowe – karta graficzna	DirectX 12
Wymagania systemowe – ekran	20" HD lub większe
Wymagania systemowe – częstotliwości taktowania	2.8 GHz

Ustawianie ostrości

Automatyczne ustawianie ostrości ✓

Kamera

Typ kamery	Kamera mikroskopowa HDMI (AF) – mocowanie typu C
Kamera – Rozdzielczość	5 MP
Kamera – Typ matrycy	Sony CMOS
Kamera – Rozmiar matrycy	1/1,8"
Kamera – Głębia kolorów	Kolor
Kamera – Rodzaje mocowań	Mocowanie typu C
Kamera – Metoda naświetlania	Zasuwka rolkowa
Kamera – Wymiary matrycy	6,22x4,67 mm
Kamera – Rozmiar piksela	2,4x2,4 µm
Kamera – Zakres klatek na sekundę 1	30 FPS
Kamera – Zakres rozdzielczości 1	1920x1080
Kamera – Zakres klatek na sekundę 2	25 FPS
Kamera – Zakres rozdzielczości 2	1920x1080
Kamera – Czas naświetlania [min]	0,03 ms
Kamera – Czas naświetlania [maks.]	918 ms

Zasilanie

Dołączony zasilacz	Zasilacz
Typ zasilacza	Zasilacz sieciowy
Zasilacz wtykowy / adapter do różnych krajów – w zestawie	EURO
Zasilacz wtykowy / adapter do różnych krajów – opcjonalny	AUS UK US CH
Napięcie wejściowe zasilacza / moc [maks.]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Kabel zasilacza	odłączany
Napięcie wejściowe urządzenia / moc [maks.]	12 V, 1.0 A
Gniazdo zasilania dla zasilacza sieciowego	W środku plus, na zewnątrz minus

Interfejs

Interfejsy	WiFi USB 2.0 HDMI karta SD
------------	-------------------------------------

KERN ODC 852



Specjaliści w dziedzinie mikroskopii służącej do pomiarów, zliczania, dokumentacji, archiwizacji i przetwarzania obrazów

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania [min.]	-5 °C
Temperatura przechowywania [maks.]	40 °C

Certyfikaty

Znak CE	✓
---------	---

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	225×170×90 mm
Sposób wysyłki	Usługi kurierskie
Waga netto ok.	1,00 kg
Waga brutto ok.	1,8 kg
Waga przesyłki	1,6425 kg
Waga objętościowa	0,7 kg

Informacje o produkcie

Numer GTIN/EAN	4045761235731
Numer handlowy	90119000
Klasyfikacja REACH	brak substancji zabronionych

Piktogramy

STANDARD



OPCJE

