


SAUTER TI-D

KERN

Stojak testowy z obsługą za pomocą dźwigni do badania twardości, z płytą podstawową wykonaną ze szkła



Informacje o produkcie

Numer GTIN/EAN	4045761140240
Numer handlowy	90248000
Klasyfikacja REACH	brak substancji zabronionych

Piktogramy

STANDARD



Data utworzenia: 20.06.2026

Kategoria

Marka	Sauter
Kategoria produktu	Badanie twardości
Grupa produktów	Ręczny stanowisko do badania twardości metodą Shore'a
Rodzina produktów	TI

System pomiarowy

Skale twardości	Brzeg D
Siła próbna Pomiar twardości	50 N

Konstrukcja

Wymiary po całkowitym montażu (szer. × gł. × wys.)	150×200×400 mm
Średnica płyty podstawy (Ø)	75 mm
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Wysokość badanego obiektu [maks.]	60 mm
Zasięg ruchu dźwigni / odblokowania [maks.]	15 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania [min.]	-10 °C
Temperatura przechowywania [maks.]	40 °C

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	355×255×180 mm
Sposób wysyłki	Usługi kurierskie
Waga netto ok.	8 kg
Waga brutto ok.	10 kg
Waga przesyłki	9,5 kg
Waga objętościowa przesyłki	3,3 kg