

**Właściwości:**

- wyrząsarka liniowa w kompaktowym wydaniu,
- max. załadunek wraz z platformą 7,5 kg,
- niezależny wyświetlacz LCD do jednoczesnego odczytu: prędkości i czasu,
- szeroki wybór platform,
- elektroniczny zegar kontroluje pracę ciągłą urządzenia lub czas pracy nastawiony w zakresie 1 min - 19 h 59 min,
- bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wymaga czyszczenia oraz cechuje się długą żywotnością.

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| MODEL                            | <b>SK-L330-Pro</b>         |
| Napięcie                         | 100-240 V                  |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz                   |
| Moc                              | 30 W                       |
| Typ ruchu                        | orbitalny                  |
| Orbita                           | 10                         |
| Max. obciążenie (z platformą)    | 7,5 kg                     |
| Zakres prędkości                 | 100-350 obr./min.          |
| Wyświetlacz                      | LCD                        |
| Zakres nastawy czasu             | 1 min. - 19 godz. 59 min.  |
| Rodzaj pracy                     | Ciągły/w określonym czasie |
| Wymiary (W x D x H) [mm]         | 370 x 420 x100             |
| Waga                             | 13,5 kg                    |
| Dopuszczalna temp. otoczenia     | 5-40°C                     |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80%                        |
| Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529 | IP21                       |
| RS232 interface                  | TAK                        |

**Producent: Dlab Scientific****KONTAKT:****MERAZET S.A.**  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznańtel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33  
e-mail: laboratorium@merazet.pl