

Ekonomiczny tester ścieralności skał Cerchar

Producent: Wille-Geotechnik



Ekonomiczny tester ścieralności Cerchar służy do określania wartości wskaźnika ścieralności CERCHAR (CAI) zgodnie z normą ASTM D7625-10.

Dokładna masa ze stali nierdzewnej do osiowego obciążenia testowego 70 N w połączeniu ze stołem krzyżowym, który umożliwia ruch urządzenia do mocowania próbki w wysokiej rozdzielczości w jednym kierunku w celu uzyskania zużycia narzędzia i powtórzenia ruchu akcja.

Standardowy pakiet zawiera mikroskop dwuokularowy oraz opcjonalnie mikroskop trójokularowy, kamerę CCD i oprogramowanie pomiarowe.

1. Cechy

- › Prosta obsługa ręczna
- › Sztywna rama z precyzyjnym ruchem urządzenia mocującego
- › Przenośny stół krzyżowy z urządzeniem zaciskowym do regulacji próbki w jednym kierunku
- › Łatwa regulacja dla różnych wielkości próbek
- › Łatwy załadunek i rozładunek preparatu AKCESORIA
- › Mikroskopy dwuokularowe lub trójokularowe
- › Pin testowy do urządzenia Cerchar:
 - › Twardość Rockwella: 40/42 HRC
 - › Twardość Rockwella: 54/56 HRC
- › mikroskop dwuokularowy, opcjonalnie mikroskop trójokularowy, kamerą CCD i oprogramowanie pomiarowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis	Parametr
Obciążenie osiowe	70 N
Maksymalna wysokość próbki	200 mm
Maksymalna średnica próbki	Ø100mm



KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl