

Łaźnie typu B, przeznaczone są do termostatyzowania prób w kąpeli wodnej przy użyciu butyrometrów w przystosowanym do tego celu statywie.

Łaźnie wyposażone są w:

- wanna nierdzewna tłoczona,
- obudowa łaźni wykonana z estetycznej, nierdzewnej blachy dekoracyjnej,
- pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu cieczy wraz z wyłączeniem grzania,
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury,
- uchwyty do przenoszenia łaźni.



Typ	B 30	B 50
Wymiary całkowite wanny	300 x 240 x 200 mm	330 x 300 x 200 mm
Wymiary zewnętrzne	328 x 268 x 270 mm	357 x 328 x 270 mm
Moc maksymalna	900 W	1200 W
Pojemność całkowita wanny	12,5 l	18 l
Liczba otworów w statywie	30	50
Napięcie zasilania	230 VAC, 50-60 Hz	
Zakres pracy	Od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 105°C	
Stabilność temperatury	+/- 0,6°C	
Rozdzielczość	Co 0,1°C	
Wyświetlacz	4 cyfry LED	