

- Opóźniony start (Delayed Start).
- Ustawienie docelowej temperatury oraz czasu ekspozycji (Step To).
- Kontrolowany przyrost temperatury w stopniach/minutę (Ramp).
- Podtrzymanie aktualnej temperatury z funkcją okresowego przypominania o wymianie wsadu (Hold/Remind).
- Tryb pojedynczego cyklu pracy (Quick Run) – szybka nastawa temperatury i czasu ekspozycji.

- Wybrane segmenty programu umożliwiają wyłączenie odmierzenia czasu (praca ciągła – No Timer) lub startu, odmierzenia czasu ekspozycji po osiągnięciu zadanej temperatury.
- Podgląd postępu wykonywania programu, pauza, ręczne przejście do następnego segmentu, wymuszone zakończenie programu.
- Blokada ekranowa z czterocyfrowym kodem dostępu – zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w przebiegu programu.
- Nadanie własnej nazwy urządzenia przez użytkownika (np. CIEPLARKA LAB1, MAGAZYN itp.).
- Informacja o wersji programowania, ilości cykli włączenia oraz ilości roboczogodzin urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu (w urządzeniach typ W).
- Możliwość wyłączenia odmierzenia czasu pracy.
- Inicjacja odmierzenia czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury.
- Możliwa aktualizacja oprogramowania kontrolera dzięki dedykowanej aplikacji.
- Podłączenie do komputera PC przez złącze USB (emulowany port szeregowy) umożliwiające podgląd i rejestrację przebiegu programu (interwał czasowy ustalany przez użytkownika).

Pojemności i Konstrukcja:

- Pojemności: 17, 39, 75, 115, 142, 150, 220 l
- Komora z blachy nierdzewnej
- Półki z blachy nierdzewnej perforowanej
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały
- Zasilanie – 230V/50Hz

Model		j.m.	SP-18WX	SP-30WX	SP-65WX	SP-100WX	SP-140WX	SP-150WX	SP-200WX
Obieg powietrza			Wymuszony						
Pojemność		dm ³	17	39	75	115	143	150	220
Moc znamionowa		W	900	1000	1500	2100	2800	2600	2600
Liczba półek (stand/opcja)		szt	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)	3(16)	2(8)	3(16)
Masa netto		kg	24	35	45	57	79	79	89
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150
	głębokość	mm	535	535	535	535	535	535	535
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000
	głębokość	mm	400	400	400	400	400	400	400

Model		j.m.	SP-18GX	SP-30GX	SP-65GX	SP-100GX	SP-140GX	SP-150GX	SP-200GX
Obieg powietrza			Grawitacyjny						
Pojemność		dm ³	17	39	75	115	143	150	220
Moc znamionowa		w	800	1000	1500	2600	2200	2200	2800
		szt	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)	3(16)	2(8)	3(16)
Masa netto		kg	23	34	44	56	78	78	88
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150
	głębokość	mm	495	495	495	495	495	495	495
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000
	głębokość	mm	400	400	400	400	400	400	400

Opcje dodatkowe:

- obudowa z blachy nierdzewnej
- przeszklone drzwi
- półki
- przepust
- zamknięcie na klucz
- kominiek wentylacyjny
- ociekacz w podłodze
- drzwi montowane na lewą stronę
- gniazdo USB
- sygnalizacja otwartych drzwi
- dodatkowy rok gwarancji
- przegląd po każdym roku eksploatacji
- lakierowanie obudowy na inny kolor
- sygnalizacja otwartych kominków