

MAŁE INKUBATORY

— HETTCUBE 60

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CENNEJ PRZESTRZENI

Przyjazny dla środowiska, ekonomiczny i dobrze zaprojektowany. Gama inkubatorów HettCube przyniesie korzyści zarówno Twojemu bilansowi, jak i środowisku, a także zapewni optymalne warunki wzrostu dla Twoich kultur. HettCube 60 jest idealny do wszystkich ogólnych zastosowań laboratoryjnych.

To urządzenie jest dostępne z opcją konwekcji naturalnej lub wymuszonej. Temperaturę można regulować w zakresie od 5 K powyżej temperatury otoczenia do +65°C.



— FUNKCJE

- Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala zapewniający intuicyjną obsługę
- Obsługa jedną ręką bez dodatkowej szyby wewnętrznej
- Zamykanie drzwi z plombami magnetycznymi
- Orientację drzwi można łatwo zmienić
- Z dostępnymi opcjami konwekcji naturalnej lub wymuszonej
- W zestawie 2 standardowe półki druciane
- Otwór dostępowy na lewym panelu Ø 30 mm
- Monitor wyboru temperatury klasy 2.0 i 3.1 z wizualnym i dźwiękowym alarmem temperatury
- Najwyższa dokładność pomiaru temperatury
- Jednorodny przestrzenny i czasowy rozkład temperatury
- Programowalne rampy temperaturowe
- Elektryczna kłapa powietrza ze zmiennym stopniem otwarcia

— CECHY

- Szybkie wyświetlanie: zadanych i rzeczywistych wartości temperatury, statusu programu, zdarzeń, ustawień
- Szeroki zakres funkcji programu: czas, temperatura, wentylator i kłapa powietrza
- Wewnętrzna pamięć na programy i dane
- Dziennik: zapisy każdego otwarcia drzwi, alarmów i godzin pracy
- Wizualny i dźwiękowy alarm otwartych drzwi
- Wnętrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Porty LAN i USB do eksportu danych dziennika
- Zamek od drzwi
- Wewnętrzne szklane drzwi (opcjonalnie)

— DANE TECHNICZNE

	HettCube 60 konwekcja naturalna	HettCube 60 konwekcja wymuszona
Zakres temperatury	5 K powyżej temperatury otoczenia do +65°C	7,5 K powyżej temperatury otoczenia do +65 °C
Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. w mm	590 x 620 x 710	590 x 620 x 710
Wymiary wewnętrzne szer. x głęb. x wys. w mm	400 x 360 x 390	400 x 360 x 390
Objętość wewnętrzna w litrach	56	56
Powierzchnia w m ²	0,36	0,36
Waga w kg	62	62
Liczba półek (zakres dostawy)	2	2
Maksymalna liczba półek	5	5
Maksymalne obciążenie w kg	40	40
Wahania temperatury przy (+37°C)	± 0.7 K	± 0.1 K
Jednorodność temperatury przy (+37°C)	± 0.8 K	± 0.3 K
Zasilacz	220-240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	220-240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz
Numer katalogowy	69601-10	69601-20
100-120 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	69601-11	69601-21

— STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

4,3-calowy ekran dotykowy:

- Pulpit nawigacyjny z docelowym / aktualnym wyświetlaczem, statusem programu, zdarzeniami, ustawieniami, językami (DE, EN, FR, ES)
- Logbook (otwarcia drzwi, zdarzenia, alarmy)
- Selektor temperatury klasy 2.0 i klasy 3.1 z wizualnym i dźwiękowym alarmem temperatury
- Pamięć wewnętrzna na programy i dane
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku otwartych drzwi

Zamek od drzwi

Porty LAN i USB

Wnętrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

2 x standardowe półki ze stali nierdzewnej

Otwór dostępowy na lewym panelu Ø 30 mm

Elektryczna kłapa powietrza ze zmiennym stopniem otwarcia

2 czujniki temperatury PT 100

— AKCESORIA

	NR. KAT.
Standardowa półka druciana do HettCube 60 Stal nierdzewna, ze standardowymi szynami, max. obciążenie (kg): 25	60045
Perforowana półka do HettCube 60 Stal nierdzewna, ze standardowymi szynami, max. obciążenie (kg): 25	60046
Wzmocniona półka druciana do HettCube 60 Stal nierdzewna, ze standardowymi szynami, max. obciążenie (kg): 50	60047
Wewnętrzne szklane drzwi do HettCube 60	60051

WYMIARY

