

Łaźnie piknometryczne P-6 i P-8 jest precyzyjnymi łaźniami wodnymi przeznaczonymi do wygrzewania prób w piknometrach o pojemnościach 1 i 2 litry.

Łaźnie P-6 i P-8 wyposażone są w regulator temperatury typu ON-OFF z wyświetlaczem typu LED 4 cyfry w zakresie od 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 105 stopni C.

Układ wyposażony jest w minutnik w zakresie od 1 do 999 minut.

Utrzymanie temperatury w łaźniach z dokładnością do 0,2 stopnia.

System cyrkulacji wody w łaźniach zapewnia równomierny rozkład temperatury wody w łaźni.

Wymiary komory pozwalają na jednoczesne wygrzewanie 6 szt. piknometrów o pojemności 1 l lub 4 szt. piknometrów o pojemności 2 l dla łaźni P-6. W łaźni P-8 można jednocześnie wydrzewać 8 piknometrów 1 litrowych.

Wszystkie elementy mające kontakt z wodą wykonane ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w gatunku 304.

Obudowa łaźni wykonana z estetycznej, nierdzewnej blachy dekorowanej.

Obie łaźnie posiadają pływakowe zabezpieczenie przed pracą bez wody z blokadą grzania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową, oraz sygnalizację wizualną uszkodzenia czujnika temperatury.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- perforowany wkład do ustawiania piknometrów,
- spust wody z łaźni,
- nierdzewna pokrywa dwuspadowa zamontowana na zawiasach.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- chłodzenie wodne

ZALETY

- duży czytelny wyświetlacz temperatury,
- wysoka trwałość elementów mechanicznych,
- prosta, intuicyjna obsługa,
- obudowa wykonana z estetycznej blachy dekoracyjnej odpornej na zarysowania i ułatwiającej pielęgnację,
- gwarancja 24 miesiące na całość urządzenia.



Dane techniczne

TYP	P-6	P-8
Wymiary przestrzeni roboczej DxSxG w mm.	450x370x460	600x370x460
Wymiary całkowite wanny DxSxG w mm.	450x370x400	600x370x400
Wymiary zewnętrzne DxSxW w mm.	620x430x580	770x430x580
Napięcie zasilania (V)	230 VAC	230 VAC
Pojemność całkowita (l)	67	89
Pobór mocy (W)	1800	2400
Wydajność pompy cyrkulacyjnej	21 l/min	21 l/min
Zakres pracy w st. C	Od 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 105 st. C	Od 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 105 st. C
Stabilność temperatury	+/- 0,2 st.C	+/- 0,2 st.C
Rozkład temp. w łaźni	+/- 0,1 st. C	+/- 0,1 st. C
Rozdzielczość	0,1 st. C	0,1 st. C
Wyświetlacz	3 cyfry LED	3 cyfry LED
Typ czujnika temperatury	Rezystancyjny typu Pt 100	Rezystancyjny typu Pt 100



Gwarancja 24 miesiące.