

KERN OIV 656

KERN

Profesjonalny mikroskop wideo z automatycznym ustawianiem ostrości



Data utworzenia: 20.06.2026

Kategoria

Marka	Optics
Kategoria produktu	Mikroskop
Grupa produktów	Mikroskop wideo
Rodzina produktów	OIV-6

Konstrukcja

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	372×285×482 mm
Układ optyczny	Osiowe
Metody kontrastowania	Pole jasne

Funkcje

Aparat – Obsługiwane oprogramowanie	zintegrowane oprogramowanie do obsługi kamery
Funkcja pamięci	✓
Pamięć – całkowita pojemność	128 GB

Interfejs

Interfaces	HDMI USB-Device
------------	--------------------

Objective

Powiększenia obiektywów	0,7 x - 4,5 x
-------------------------	---------------

Oświetlenie

Natężenie oświetlenia	Światło odbite
Rodzaj oświetlenia: światło padające	LED
Intensywność oświetlenia: światło padające	3 W
Oświetlenie z możliwością regulacji jasności	Światło padające

Focussing

Pole widzenia [min.]	2,65 mm
Pole widzenia [maks.]	12,64 mm
Powiększenie [min.]	0,7x
Powiększenie [maks.]	4,5x
Wysokość próbki [maks.]	85 mm
Regulacja momentu obrotowego	✓
Odległość robocza	91 mm
Współczynnik powiększenia	6,5:1
Mechanizm ustawiania ostrości	napęd o niskiej rozdzielczości
Automatyczne ustawianie ostrości	✓

Statyw do mikroskopu stereoskopowego

Typ stojaka	mechaniczny
Wysokość kolumny	355 mm

Kamera

Aparat – Rozdzielczość	2 MP
Aparat – Typ matrycy	CMOS
Aparat – Rozmiar matrycy	1/2,8"
Aparat – Głębina kolorów	Colour
Aparat – Liczba klatek na sekundę	30 fps
Aparat – Metoda ekspozycji	Rolling Shutter

Zasilanie

Dołączony zasilacz	Zasilacz
Typ zasilacza	Wbudowany zasilacz
Zasilacz wtykowy / adapter do różnych krajów – w zestawie	EURO
	AUS
Zasilacz wtykowy / adapter do różnych krajów – opcjonalny	UK US CH
Napięcie wejściowe zasilacza / moc [maks.]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Odłączany kabel zasilacza	zdejmowany
Napięcie wejściowe urządzenia / moc [maks.]	100 - 240 V

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania [min.]	-5 °C
Temperatura przechowywania [maks.]	40 °C

Certyfikaty

Znak CE	✓
---------	---

KERN OIV 656

KERN

Profesjonalny mikroskop wideo z automatycznym ustawianiem ostrości

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	420×350×630 mm
Sposób wysyłki	Usługi kurierskie
Waga netto ok.	7 kg
Waga brutto ok.	15 kg
Waga przesyłki	18,5 kg
Waga objętościowa przesyłki	18,5 kg

Informacje o produkcie

Numer GTIN/EAN	4045761267855
Numer handlowy	90118000
Klasyfikacja REACH	brak substancji zabronionych

Piktogramy

STANDARD

