

KERN OZB-A4571



Profesjonalne urządzenia oświetleniowe zapewniają doskonałe, równomierne i intensywne oświetlenie



Data utworzenia: 11.07.2026

Kategoria

Marka	Optics
Kategoria produktu	Mikroskop
Grupa produktów	Oświetlenie mikroskopu
Rodzina produktów	OZB-IR

Konstrukcja

Średnica oświetlenia pierścieniowego	6,1 cm
Rodzaj oświetlenia	LED
Natężenie oświetlenia	4W
Temperatura barwowa	7000-11000 K
Możliwość regulacji natężenia oświetlenia	✓

Zasilanie

Dołączony zasilacz	Zasilacz
	EURO
Zasilacz wtykowy / adapter dla poszczególnych krajów – opcjonalny	AUS UK US CH

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania [min.]	-5 °C
Temperatura przechowywania [maks.]	40 °C

Certyfikaty

Znak CE	✓
---------	---

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	235×200×50 mm
Sposób wysyłki	Usługi kurierskie
Waga netto ok.	0,45 kg
Waga brutto ok.	0,50 kg
Waga przesyłki	0,5 kg
Waga objętościowa przesyłki	0,5 kg

Informacje o produkcie

ATTR_warrantyTime	24 mon
Numer transakcji	94054239
Numer GTIN/EAN	4045761218420

Piktogramy

STANDARD

