

Modele:

RT-MG-001/26S - łaźnia wodna o pojemności 26 l

RT-MG-001/2x12S - Dwukomorowa łaźnia wodna o pojemności 2x12 l

RT-MG-001/68S - łaźnia wodna o pojemności 68 l

Standardy:

EN 12697-12, EN 12697-34

ASTM D1559, ASTM D5581, AASHTO T 245

Opis:

RT-MG-001 zapewnia wysoką dokładność i równomierny rozkład temperatury w zbiorniku dzięki wysokowydajnemu dolnemu mieszadłu magnetycznemu oraz połączeniu precyzyjnego czujnika temperatury i regulatora PID, który zapewnia rozdzielczość 0,1 °C. RT-MG-001 jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej z wysoce wydajną izolacją termiczną, wyposażony jest też w zawór spustowy (RT-MG-001/26S i RT-MG-001/68S).

Łaźnie wodne są dostępne w różnych wersjach:

-jednokomorowa 26-litrowa,

-dwukomorowa 2x12-litrów

-jednokomorowa 68-litrowa

Łaźnie dostarczane są w komplecie z wewnętrzną perforowaną półką i pokrywą.



RT-MG-001/26S



RT-MG-001/2x12S



Perforowana półka



Dolne mieszadło magnetyczne

Dane techniczne:

	RT-MG-001/26S	RT-MG-001/2x12S	RT-MG-001/68S
Recyrkulacja (mieszanie wewnętrzne)	Tak		
Pojemność	26 L	2x12 L	68 L
Zakres temperatur: od otoczenia do	90 °C		
Rozdzielczość	0.1 °C		
Dokładność w zakresie 25-60 °C	±0.2 °C		
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	496x291x200 mm	(231x291x200 mm) x 2	620x500x220 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	657x360x310 mm	657x360x310 mm	690x570x330 mm
Pojemność próbki (Ø100 mm/Ø150 mm)	8 sztuk/5 sztuk	8 szt/4 szt	20 szt. / 8 szt.
Waga (w przybliżeniu)	14	16	24
Maks. zapotrzebowanie na moc	2000 W	1600 W	2500 W
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph		