

Modele:

- RT-MAg-001/M1** - Stojak dla rozgałęźników o szerokości szczeliny 6,5 mm i 12,5 mm wraz z zestawem 3 misek odbiorczych
- RT-MAg-001/M2** - Stojak dla rozgałęźników o szerokości szczeliny od 25 mm do 75 mm wraz z zestawem 3 misek odbiorczych

Akcesoria:

- RT-MAg-001/zM6** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 6,5 mm dla RT-MAg-001/M1
- RT-MAg-001/zM12** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 12,5 mm dla RT-MAg-001/M1
- RT-MAg-001/zM25** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 25 mm dla RT-MAg-001/M2
- RT-MAg-001/zM37** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 37,5 mm dla RT-MAg-001/M2
- RT-MAg-001/zM50** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 50 mm dla RT-MAg-001/M2
- RT-MAg-001/zM75** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 75 mm dla RT-MAg-001/M2
- RT-MAg-001/zM1** - Miska odbiorcza z uchwytami dla RT-MAg-001/M1
- RT-MAg-001/zM2** - Miska odbiorcza z uchwytami dla RT-MAg-001/M2

Standardy:

EN 932-1, EN 932-2, ASTM C702

Opis:

Rozdzielacze próbek są idealne do redukcji ziarnistego materiału próbki. Są łatwe w użyciu, łatwe do czyszczenia i modułowe. Na stojaku można zamontować do 4 różnych rozdzielaczy o szerokości szczeliny od 6,5 mm do 75 mm.

Stojak RT-MAg-001/M dostarczany jest w komplecie z trzema misami odbiorczymi z uchwytami. Stojak wykonany z metalu z polimerową powłoką proszkową, rozdzielacz i miski odbiorcze wykonane ze stali nierdzewnej, co umożliwia ogrzewanie i pracę z gorącymi materiałami, takimi jak mieszanka asfaltowa.

**Dane techniczne:**

	RT-MAg-001/M1		RT-MAg-001/M2			
	RT-MAg-001/zM6	RT-MAg-001/zM12	RT-MAg-001/zM25	RT-MAg-001/zM37	RT-MAg-001/zM50	RT-MAg-001/zM75
Szerokość szczeliny	6,5 mm	12,5 mm	25 mm	37,5 mm	50 mm	75 mm
Liczba slotów	16	12	16	12	8	6
Waga stojaka (ok.)	4,9 kg		9,3 kg			
Wymiary stojak (dł. x szer. x wys.)	270 x 150 x 250 mm		570x300x442 mm			
Waga próbki rozdzielacz	1,6 kg	1,5 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,0 kg
Waga patelnia odbiorcza (ok.)	1,2 kg		3,0 kg			
Wymiary szalka odbiorcza (dł. x szer. x wys.)	210x80x120 mm		510x162x216 mm			