

Modele:

RT-MAg-009/Mec - Wytrząsarka wibracyjna

Standardy:

EN 932-5

Opis:

Konstrukcja RT-MAg-009/Mec umożliwia równomierne i skuteczne wytrząsanie na sitach o średnicy 200 mm i 300 mm.

Wytrząsarka wykonuje oscylacje kołowe, co poprawia wydajność przesiewania i pomaga utrzymać otwory czyste i wolne od wiązań.

Unikalna konstrukcja wibracyjna wytrząsarki zapewnia stały ruch pionowy niezależnie od obciążenia zainstalowanego na wytrząsarce. Efektywna masa robocza wynosi do 30 kg.

RT-MAg-009/Mec jest wyposażony w bardzo wydajne nakrętki dociskowe, które zapewniają łatwe mocowanie płyty dociskowej na dowolnej wysokości i zapewniają mocne trzymanie sit, a także umożliwiają ich szybki demontaż i wymianę.

Wytrząsarka jest wyposażona w cyfrowy timer, który można łatwo ustawić na dowolny czas do 99 minut.

**Dane techniczne:**

Maksymalna masa robocza	30 kg
Pojemność sita	17 szt. sit Ø200 mm (8") + szalka i pokrywa 11 sztuk sit Ø300 mm (12") + szalka i pokrywa
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	450x510x1280 mm
Waga (w przybliżeniu)	85 kg
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph