

Modele:

RT-MB-003 - Mieszadło rolkowe do butelek

Akcesoria:

RT-MB-003/B - Butelka (szkło Pyrex) z zakrętką, 500 ml

RT-MB-003/BR - Szklany pręt Ø 6 mm, jeden koniec wyposażony w gumową rurkę długości 30 mm

RT-MB-003/C - Dźwiękoszczelna pokrywa dla RT-MB-003

Standardy:

EN 12697-11

Opis:

RT-MB-003 to automatyczna wytrząsarka rolkowa do butelek używana do określania powinowactwa między kruszywami mineralnymi a lepiszczem bitumicznym po wpływie mechanicznego mieszania w obecności wody. Urządzenie może obsługiwać do 9 butelek (500 ml) z tą samą prędkością lub dwie grupy po 3 butelki z różnymi prędkościami jednocześnie.

RT-MB-003 zapewnia możliwość korzystania z niezależnego działania dwóch grup rolek. Pozwala to na przeprowadzenie dwóch różnych testów w tym samym czasie (2 urządzenia w jednym).

Maszyna jest wyposażona w mikrokontroler, który bierze pod uwagę średnicę butelki, aby zastosować odpowiednią prędkość obrotową (do 100 obr./min) niezależnie od oporu toczenia. Urządzenie jest sterowane za pomocą 3,5-calowego kolorowego ekranu dotykowego z możliwością programowania czasu testu.

RT-MB-003 posiada gumowane rolki które zapobiegają przesuwaniu się butelek podczas mieszania. Może być dodatkowo wyposażony w dźwiękoszczelną osłonę.

Butelki należy zamawiać osobno.



Dane techniczne:

Pojemność	do 9 butelek o pojemności 500 ml.
Prędkość	1-100 obr.
Czas pracy	do 99 h 59 min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	450x770x145 mm
Waga (w przybliżeniu)	15 kg
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph