

**Modele:**

**RT-MG-007/H** - Uniwersalna wytłaczarka próbek z napędem silnikowym

**Standardy:**

EN 12697-34, EN 13286-47

ASTM D6926, ASTM D1883, AASHTO T193

**Opis:**

Wytłaczarka służy do wypychania próbek z form Marshalla, Proctora i CBR. Marshalla, Proctora i form CBR. Adaptery można łatwo dopasować do średnicy formy: 100 mm, 150 mm, 4" i 6".

Wytłaczarka jest wyposażona w zasilacz hydrauliczny z zaworem obejściowym bezpieczeństwa i wyłącznikiem krańcowym dla dolnej pozycji tłoka.

Podnoszenie tłoka jest sterowane za pomocą pedału nożnego, który uwalnia ręce do trzymania formy podczas podnoszenia. Dostarczany w komplecie z adapterami otworu Ø109,7 mm (dla form o średnicy 100 mm i 4") i Ø162,2 mm (dla form o średnicy 150 mm i 6").



**Dane techniczne:**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Maksymalne obciążenie robocze | 40 kN                  |
| Przesuw tłoka                 | 450 mm                 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  | 370x560x1144           |
| Waga (w przybliżeniu)         | 70                     |
| Maks. zapotrzebowanie na moc  | 350 W                  |
| Zasilanie                     | 220-230 V, 50 Hz, 1 Ph |