



Autoklaw Yeson YS 12L Silver Line

Autoklaw YESON serii YS, komora o pojemności 12 litrów, zakwalifikowany do klasy B zgodnie z normą EN 13060. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- Komora z nierdzewnej stali
- Wbudowana drukarka termiczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Filtr bakteriologiczny
- Łatwa obsługa
- 5 gotowych programów pracy

- 2 programy testowe – test Bowie & Dick/test Helix, test próżni
- Blokada przed przypadkowym otwarciem
- Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane
- Opcja regulacji czasu sterylizacji
- Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu

OPIS:

- Autoklaw Model: YS-12L
- Wyrób medyczny: klasy IIb
- Komora o pojemności: 12 litrów
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
- Sposób załadunku: kosz z 3 tacami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wyrób medyczny, klasy IIb
- Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD)
- Pojemność komory: 12 litrów
- Zasilanie: 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 1750 W
- Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
- Wilgotność względna (%RH): $\leq$ 80%
- Ciśnienie atmosferyczne: > 70 kPa
- Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara
- Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C
- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 660 mm x 445 mm x 390 mm
- Waga netto: około 52 kg
- Wymiary komory: 200 x 360 mm

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl