

Kompaktowe piece podgrzewcze

Kompaktowe piece podgrzewcze są optymalnie dostosowane do pracy w laboratorium dentystycznym i charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Cechują się bardzo krótkim czasem nagrzewania i atrakcyjnym wzornictwem. Wyznaczniki jakości, takie jak dwuściankowa obudowa, kompaktowa lekka konstrukcja i elementy grzewcze w rurach ze szkła kwarcowego, sprawiają, że ten piec podgrzewczy jest właściwym wyborem w przypadku zastosowań stomatologicznych.

Wersja standardowa



Piec podgrzewczy LE 6/11

- Tmax 1100 °C
- Ogrzewanie z dwóch stron za pomocą elementów grzewczych umieszczonych w ochronnych rurkach ze szkła kwarcowego
- Szybkie rozgrzewanie
- Łatwa wymiana elementów grzewczych i izolacji
- Obudowa malowana w kolorze RAL 9003
- Drzwi uchylne, mogące pełnić funkcję półki
- Wylot powietrza w tylnej ścianie
- Cicha praca ogrzewania z przekątnikiem półprzewodnikowym
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar
- Oszczędność miejsca dzięki kontrolerowi umieszczonemu pod drzwiami
- Różna liczba możliwych do zamontowania mufl w różnych modelach
- Kontroler R7 (z możliwością ustawienia temperatury)

Model	Tmax w °C ¹	Wymiary wewn., w mm			Pojemność w l	Wymiary zewn. ² , w mm			Zapewniają równomierność rozkładu temperatury +/- 5 K w pustej przestrzeni roboczej ⁴			Moc w kW	Zasilanie elektryczne*	Ciężar w kg	Czas na- grzewania w min ³
		szer.	głęb.	wys.		Szer.	Głęb.	Wys.	szer.	głęb.	wys.				
LE 1/11	1100	90	115	110	1	290	280	410	40	65	60	1,6	1-fazowe	15	10
LE 2/11	1100	110	180	110	2	330	390	410	60	130	60	1,9	1-fazowe	20	15
LE 6/11	1100	170	200	170	6	390	440	470	120	150	120	2,0	1-fazowe	27	30
LE 14/11	1100	220	300	220	14	440	540	520	170	250	170	3,2	1-fazowe	35	35
LE 24/11	1100	260	330	280	24	490	570	590	200	270	230	3,5	1-fazowe	42	40

¹Zalecana temperatura dla długich czasów utrzymywania 1050 °C

²Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie.

³Przybliżony czas nagrzewania pustego zamkniętego pieca w min do Tmax - 100 K (przy zasilaniu elektrycznym 230 V 1/N/PE)

⁴Równomierny rozkład temperatury z tolerancją +/- 5 K przy zamkniętej zasuwie powietrza zasilającego i pustej przestrzeni użytkowej zgodnie z DIN 17052-1 przy temperaturze roboczej > 800 °C

*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 110 - 120 V lub 200 - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE



Piec podgrzewczy LE 1/11



Maksymalny załadunek muflami: pytaj sprzedawcę



Elementy grzewcze umieszczone w rurkach ochronnych ze szkła kwarcowego

Akcesoria do pieców podgrzewczych



Numer artykułu: 631000140

Komin odciągowy

Komin odciągowy odprowadza gazy i pary wychodzące z króćca powietrza wylotowego i kieruje je do góry.

*Wskazówka: W celu stosowania innych kontrolerów należy dodatkowo zamówić kabel z adapterem do podłączenia do oddzielnego gniazda wtykowego. Urządzenie włącza się po włożeniu wtyczki.



Numer artykułu: 631000812

Kominek odciągowy z wentylatorem

Powstające gazy odpadowe są lepiej usuwane i odprowadzane z pieca. Możliwość programowania sterowania za pomocą sterownika B500 - P580 (nie dotyczy modeli: L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).*



Numer artykułu: 631000166

Katalizator z wentylatorem

Substancje organiczne ulegają katalitycznej konwersji w temperaturze ok. 600 °C, przekształcając się w dwutlenek węgla i parę wodną. W ten sposób usuwana jest większość substancji zapachowych. Możliwość programowania sterowania za pomocą sterownika B500 - P580 (nie dla modelu L(T) 9/14, L(T)15., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).*

Należy dokonać wyboru spośród różnych **płyt dennych** i **tac** w celu ochrony pieców i ułatwienia załadunku. Części eksploatacyjne takie jak wanny wychwytywowe mogą ulec zniekształceniu wskutek działania ciepła. W przypadku wsadu wrażliwego na przechył zaleca się użycie ceramicznych podkładek w celu ochrony dna pieca.



Ceramiczna płyta falista, Tmax 1200 °C



Taca ceramiczna, Tmax 1300 °C



Odbieralnik wykonany ze stali nierdzewnej, Tmax 1100 °C

Do modelu	Ceramiczna płyta falista		Taca ceramiczna		Odbieralnik wykonany ze stali nierdzewnej (materiał 1.4828)	
	Numer artykułu	Wymiary w mm	Numer artykułu	Wymiary w mm	Numer artykułu	Wymiary w mm
L 1, LE 1	691601835	110 x 90 x 12,7	-	-	691404623	85 x 100 x 20
LE 2	691601097	170 x 110 x 12,7	691601099	100 x 160 x 10	691402096	100 x 180 x 20
L 3, LT 3	691600507	150 x 140 x 12,7	691600510	150 x 140 x 20	691400145	150 x 140 x 20
LE 6	691600508	190 x 170 x 12,7	691600511	190 x 170 x 20	6000095954	160 x 200 x 20
L 5, LT 5	691600508	190 x 170 x 12,7	691600511	190 x 170 x 20	691400146	190 x 170 x 20
L 9, LT 9, N 7	691600509	240 x 220 x 12,7	691600512	240 x 220 x 20	691400147	240 x 220 x 20
LE 14	691601098	210 x 290 x 12,7	-	-	691402097	210 x 290 x 20
L 15, LT 15, N 11	691600506	340 x 220 x 12,7	-	-	691400149	220 x 340 x 20

Ogólne akcesoria



Numer artykułu:
493000004

Rękawice, Tmax 650 °C

Chronią ręce użytkownika podczas wkładania lub wyjmowania gorącego wsadu



Numer artykułu:
491041101

Rękawice, Tmax 700 °C

Chronią ręce użytkownika podczas wkładania lub wyjmowania gorącego wsadu



Numer artykułu:
493000002 (300 mm)
493000003 (500 mm)

Szczypce do załadunku i wyładunku wsadu

Do wkładania wsadu do pieca i jego wyjmowania