

SCFfg 4002

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z funkcją SmartFrost

Performance



Pojemność brutto/netto łącznie

Chłodziarka 267/199 l

Zamrażarka 110/62 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 597/654/2044

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

Chłodziarka 460/422/1037

Zamrażarka 406/292/614

Zużycie energii w ciągu 365 dni 390 kWh

Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła 350 kJ/h

Czynnik chłodniczy R 600a

Poziom głośności w dB 48 dB(A)

Częstotliwość / napięcie 50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia dynamiczny

Metoda odszraniania odszranianie automatyczne

Zakres temperatury

Chłodziarka +3 °C do +16 °C

Zamrażarka -9 °C do -30 °C

Materiał obudowy / kolor stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy Drzwi pełne

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym

Sterowanie Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii optyczny i dźwiękowy

Alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania

Złącze beznapięciowe tak

Rodzaj podłączenia do sieci SmartModule

Sposób łączenia z siecią Możliwość doposażenia

Interfejs WLAN/LAN (opcjonalnie)

Regulowane półki 4

Powierzchnia użytkowa półek w mm 460 / 422

(SxG)

Maksymalne obciążenie półek 40 kg

Maksymalny załadunek łącznie 345 kg

Szuflady 3

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym

Przepust czujnika 1 x Ø 10 mm

Rodzaj zamka mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne

Waga brutto / netto 89/83 kg

Kod EAN 9005382247655

Subject to modification. Timestamp: 09.01.2024

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl