




Modele:**RT-MB-023** - Laboratoryjny młyn koloidalny do emulsji**Opis:**

RT-MB-023 to kompaktowy młyn koloidalny do produkcji emulsji bitumicznych w laboratorium. Bardzo przydatny do analizy projektu mieszanki emulsji pod względem ilości bitumu, wody i dodatków.

Laboratoryjny młyn koloidalny do emulsji został zaprojektowany w celu odtworzenia w laboratorium produkcji emulsji bitumicznej w zakładzie.

**Główne cechy:**

- kontrola prędkości;
- wysoka prędkość - do 8 000 obr/;
- jeden zbiornik do podawania fazy wodnej i bitumu;
- wysoka jakość produktu zbliżona do produkcji przemysłowej;
- łatwa i bezpieczna obsługa.

**Dane techniczne:**

Kontrola prędkości	3000 - 8000 obr/.
Maksymalna przepustowość przy 8000 obr/.	46 l/min (2760 l/h)
Temperatura próbek`	Do 100 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	610x500x500 mm
Waga (w przybliżeniu)	43 kg
Maks. zapotrzebowanie na moc	2200 W
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph